

# QUIMIURIC - Ácido Úrico

## Uricase | Peroxidase



ANVISA: 10159820226

### Finalidade

Reação enzimática para determinação quantitativa de ácido úrico em amostras de soro, plasma e urina. Somente para uso diagnóstico "in vitro".

### Princípio do Teste

O método usa a uricase, peroxidase e cromógeno DCFS (diclorofenolsulfonato) para produzir o produto final colorimétrico.

O ácido úrico é oxidado pela uricase à alantoina e peróxido de hidrogênio. O DCFS + 4 - aminoantipirina + peróxido de hidrogênio, na presença da peroxidase, produz o corante quinoneimina que é medido a 520 nm. A intensidade de cor é proporcional à concentração do ácido úrico na amostra. O esquema da reação é o seguinte:



### Metodologia

Uricase/Peroxidase

### Significado Clínico

O ácido úrico no plasma é filtrado pelos glomérulos e aproximadamente 90% reabsorvido em pelos túbulos. Representa no homem o produto final do metabolismo das purinas. O teor de ácido úrico no plasma é muito influenciado por fatores extra-renais, além dos renais. Sua dosagem é muito útil no diagnóstico da gota, na qual os níveis no soro de ácido úrico são altos. Há ocasiões, nessa doença, em que se encontram níveis normais no soro, mas acredita-se que a repetição das dosagens revele sempre hiperuricemia em alguma fase da moléstia.

Observa-se também hiperuricemia, sempre que exista aumento do metabolismo das nucleoproteínas, como na leucemia e policitemia. O aumento dos níveis de ácido úrico no soro é um achado constante na hiperuricemia idiopática familiar, da qual parece haver pelo menos dois tipos (um ligado à produção aumentada, outro, à excreção diminuída).

### Reagentes

Reagente único pronto para uso. Conservar entre 2 - 8 °C.

Contém: Fosfato 100 mmol/L, pH 7,8, uricase > 0,5 KU/L, peroxidase > 0,5KU/L, ascorbato oxidase > 1 KU/L, 4-aminoantipirina 0,5 mmol/L, DCPS 2 mmol/L, tensoativos não iônicos 2 g/L. Biocidas.

Padrão (cód 3000): Conservar entre 2 - 8°C. Solução aquosa contendo concentração padrão de ácido úrico. Verifique a concentração do padrão no rótulo do frasco.

Os reagentes não abertos são estáveis até a data de vencimento impressa no rótulo do produto e on board (em um compartimento refrigerado do analisador) possuem estabilidade de aproximadamente 30 dias, sendo que os mesmos devem ser armazenados protegidos da luz. Durante o manuseio, os reagentes estão sujeitos a contaminação de natureza química e microbiana que podem provocar redução da estabilidade.

### Precauções e cuidados requeridos

Este reagente deve ser usado somente para diagnóstico "in vitro". Não pipetar com a boca. Evitar contato com a pele e roupa. No caso de contato com os olhos, lavar com grande quantidade de água e procurar auxílio médico. Deve-se monitorar a temperatura do ambiente de trabalho bem como o tempo de reação para obtenção de resultados corretos. Não usar se a absorbância do branco ultrapassar 0,200 quando medido em 520 nm (cubeta de 1 cm) ou se houver dificuldade em conseguir os valores estabelecidos para o soro controle fresco.

### Material necessário não fornecido

1. Banho-maria ou analisador capaz de manter uma temperatura de 37°C e capaz de medir absorbância em 520 nm (510 - 530nm).
2. Pipetas para medição de amostras e reagente.
3. Água destilada/deionizada.
4. Consumíveis do analisador quando usado.
5. Calibradores e soros controle.
6. Cronômetro.

### Amostra

É recomendado a utilização de soro livre de hemólise, plasma obtido com Heparina ou EDTA e urina. O ácido úrico no soro e no plasma é estável por 5 dias se mantido entre 2 - 8°C e por até 6 meses à -20°C. Urina: No recebimento da amostra de urina o pH deve ser verificado. Se o pH for menor que 8,0, deve-se ajustá-lo com solução de NaOH 0,01N, para evitar a precipitação de urato. É necessário realizar uma diluição de 1:20 na urina, com água destilada, antes de realizar análise.

Todas as amostras e controles são considerados potencialmente infectantes, portanto sugerimos manuseá-las seguindo as normas estabelecidas de Biossegurança.

### Preparo do paciente

#### Cães e Gatos

Jejum recomendado é de 8 a 12 horas (bioquímica) e em filhotes de 4 a 6h podendo beber água. Deixar em repouso por 30 minutos.

#### Bovinos

Jejum geralmente não obrigatório.

Evitar estresse pois pode alterar o lactato.

#### Equinos

Jejum geralmente não obrigatório.

Evitar estresse pois pode alterar o lactato.

#### Aves

Jejum recomendado de 2 a 4 horas.

Evitar estresse do animal.

### Mamíferos pequenos

Jejum geralmente não recomendado. Evitar estresse do animal.

### Interferências

- Bilirrubina até 10 mg/dL, hemoglobina 20 g/L, lipemia até 20 g/L e ácido ascórbico até 20 µM não interferem significativamente no resultado. Algumas drogas e substâncias afetam a concentração do ácido úrico, sugerimos consultar Young et al.

### Parâmetros do Sistema:

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Temperatura               | 37°C                 |
| Comprimento de Onda       | 520 nm (510 - 530nm) |
| Tipo de Reação            | Ponto final          |
| Direção                   | Crescente            |
| Relação Amostra x Reativo | 1:40                 |
| Vol. Amostra              | 25 µL                |
| Vol. Reagente             | 1,0 mL               |
| Tempo de Incubação        | 5 minutos            |

### Calibração

Utilizar Quimicalib Ebram Cód.7023/12023 ou o padrão que acompanha o kit, para kits com padrão. A concentração de ácido úrico no Quimicalib é rastreável ao método de referência proposto pelo NIST 909c e no padrão ao UNE-EN ISO 17511.

### Procedimento Automatizado

Aplicação no sistema automatizado: vide manual para utilização do equipamento e instruções de uso do reagente.

Aplicação no sistema semi-automático: proceder como demonstrado a seguir no procedimento manual até o item 2 (incubação), em seguida utilizar o equipamento para leitura, seguindo protocolo analítico específico baseado no item parâmetros do sistema.

### Procedimento Manual

1. Separar 3 tubos de ensaio e realizar os procedimentos conforme abaixo:

|                | 1. Branco | 2. Padrão | 3. Amostra/S.C. |
|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| Água destilada | 25µL      | -         | -               |
| Padrão/S.C     | -         | 25µL      | -               |
| Amostra        | -         | -         | 25µL            |
| Reagente       | 1,0 mL    | 1,0 mL    | 1,0 mL          |

2. Homogeneizar os tubos e deixar em Banho-Maria (BM) 37°C por 5 minutos. O nível de água no BM deve ser superior ao nível de reagente nos tubos de ensaio.
3. Zerar o aparelho com o branco do reagente a 520nm (510 - 530 nm), proceder as leituras registrando as absorbâncias do padrão, amostra e soro controle (S.C).

A reação é estável por 30 minutos protegida da luz. \* Soros fortemente lipêmicos exigem um branco de amostra. Adicione 0,025 mL(25 µL) de amostra a 1,0mL de solução salina, homogeneizar e ler a absorbância contra água. Subtraia este valor da absorbância do paciente para obter a leitura corrigida.

Obs.: Procedimento sugerido para espectrofotômetros que requerem volume mínimo de 1,0 mL e podem ser ajustados proporcionalmente sem influência no desempenho do teste. Saliemos que volumes de amostra menores do que 10 µL aumentam a imprecisão da medição em aplicações manuais.

### Cálculos

#### Ácido Úrico da Amostra (mg/dL) =

$$\frac{\text{Absorbância da amostra}}{\text{Absorbância do padrão}} \times \text{concentração do padrão (mg/dL)}$$

#### Cálculo para Urina de 24 horas:

$$\text{Urina} = \text{Ácido Úrico Amostra (mg/L)} \times \text{fator diluição} \times \text{Volume (L)}$$

Obs.: mg/L = mg/dL x 10

#### Exemplo:

Absorbância Amostra = 0,071

Absorbância Padrão = 0,30

Concentração Padrão = 121 mg/dL

Volume urinário 24 hs = 0,95 L

OBS: mg/L = mg/dl x 10

Ac Úrico Amostra = (0,071 / 0,3) x 121 = 2,8 mg/dl

Ac Úrico Amostra = 2,8 mg/dl = 28,0 mg/L

Ac. Úrico na Urina = 28 x 10 x 0,95

Ac. Úrico na Urina = 266 mg/24hs

## Linearidade

Quando executado de acordo com o recomendado, o teste é linear até 30 mg/dL. Amostras com valores superiores a 30 mg/dL devem ser diluídas com solução salina a ponto de ficarem entre 0,028 e 30 mg/dL e os resultados devem ser multiplicados pelo fator de diluição.

## Controle de Qualidade

Cada laboratório deve manter um programa interno de qualidade que defina objetivos, procedimentos, normas, limites de tolerância e ações corretivas. Deve-se manter também um sistema definido para se monitorar a variação analítica do sistema de medição. Aconselhamos o uso dos soros controle Quimicontrol Normal e Quimicontrol Anormal Ebram Cód. 7024/12024 e 7031/12031.

## Valores Esperados

Caninos:  $\leq 2$  U/L  
Felinos:  $< 1$  U/L  
Bovinos:  $\leq 2$  U/L  
Equinos: 0,9 - 1,1 U/L

Estes valores são dados unicamente como título orientativo. É recomendado que cada laboratório estabeleça seu próprio intervalo de referência.

## Estudos Comparativos

Estudos executados entre este procedimento e uma metodologia similar produziram os seguintes resultados estatísticos:

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Número de amostras         | 30            |
| Intervalo dos resultados   | 2,9-11,3mg/dL |
| Coefficiente de Correlação | 0,99          |
| Inclinação                 | 1,04          |
| Intercepta                 | 0,80 (mg/dL)  |

## Precisão

Estudos de precisão foram executados com dois níveis (normal e patológico) sendo que cada amostra fora processada por 10 vezes e os seguintes dados estatísticos foram encontrados:

| N=10          | Nível 1 | Nível 2 |
|---------------|---------|---------|
| Média (mg/dL) | 6,3     | 11,2    |
| D.P. (mg/dL)  | 0,36    | 0,30    |
| D.P. (mg/dL)  | 5,7     | 2,7     |

## Exatidão

As amostras foram processadas por 10 dias consecutivos, uma vez por dia em duplicata. Os seguintes dados estatísticos foram encontrados:

| N=10          | Nível 1 | Nível 2 |
|---------------|---------|---------|
| Média (mg/dL) | 6,6     | 11,6    |
| D.P. (mg/dL)  | 0,40    | 0,54    |
| D.P. (mg/dL)  | 6,1     | 4,7     |

## Sensibilidade Metodológica

0,028 mg/dL

## Especificidade

Como as amostras foram selecionadas aleatoriamente em pacientes de ambulatório e hospitalizados, pode-se inferir que o método tem uma especificidade metodológica adequada.

## Observações

- A limpeza e a secagem adequadas do material utilizado são fatores fundamentais para estabilidade dos reagentes e obtenção de resultados corretos.
- A água utilizada no laboratório deve ter a qualidade adequada a cada aplicação. Assim, para preparar reagentes e usar nas medições, deve ter resistividade  $\geq 1$  mega ohm ou condutividade  $\leq 1$  microsiemens e concentração de silicatos  $< 0,1$  mg/L (água purificada). Para o enxágue da vidraria a água pode ser purificada, com resistividade  $\geq 0,1$  megaohms ou condutividade  $\leq 10$  microsiemens. No enxágue final também utilizar água purificada.

## Apresentação

Linha Bioquímica Geral: 1 x 200mL + 1 x 1,0mL  
Linha Bulk: 1 x 500mL

## Referência Bibliográfica

Tietz, Textbook of Clinical Chemistry, Philadelphia W.B. Saunders, 2nd. Ed. (1994)  
Searcy RL; Diagnostic Biochemistry, McGraw-Hill, New York, NY (1969)  
Henry RJ Common C, Winkelman JW (eds) Clinical Chemistry, Principles and Techniques. Harper & Row, Hagerstown, MD (1974).  
Balls ME: Adv Clin Chem 18:213 (1976)  
Folin, D., Dennis, W. J. Biol. Chem. 13:469 (1913)  
Caraway, W.T. Clin. Chem. 4:239 (1963)  
Morin, L.G. Clin Chem. 20:51 (1974)  
Morin, L.G. Clin. Chem. 60:691 (1973)  
Brochner-Mortenson, K., Medicine 19:461 (1940)  
Klackar, H.M. J. Biol. Chem. 167:429 (1947)  
Praetorius. E., Pouldon, H., Scand. J. Clin. Invest 5:273 (1953)  
Young, D.S. et al, Clin. Chem. 21:1D (1975)  
Miller, O., Gonçalves, R.R., Laboratório para o Clínico, 8 ed., Atheneu, (1998).  
Arquivos da EBRAM.

Revisão: Fevereiro de 2026

## Símbolos universais utilizados em embalagens de diagnóstico in vitro

|   |  |  |
|---|--|--|
|  Consultar instruções de uso               |  Reagente                             |  Fabricado por      |
|  O conteúdo é suficiente para $<n>$ testes |  Data de validade (último dia do mês) |  Número do lote     |
|  Limite de temperatura (conservar a)       |  Produto para diagnóstico in vitro    |  Número do catálogo |
|  Uso veterinário                           |  |  |

## Ebram Produtos Laboratoriais Ltda.

Rua Julio de Castilhos, 500 - Belenzinho - São Paulo - SP  
Tel.: +55 11 2291 2811 - CEP 03059-001 - Indústria Brasileira  
CNPJ.: 50.657.402/0001-31

## Responsável Técnica

Dra. Nadjara Novaes Longen - CRF-SP - 37.451

## SAC Ebram

Para mais informações, entrar em contato com o SAC 0800 500 2424 ou ☎ 11 2574 7110  
sac@ebram.com | ebram.com.br

