



## QUIMIURIC – ÁCIDO ÚRICO

- ▶ Recomenda-se a leitura da instrução de uso antes da utilização do produto.
- ▶ **PREPARAÇÃO DO REAGENTE:** Reagente pronto para uso.

Calibração:	Controle de Qualidade:
Quimicalib – Calibrador Código: 7023/12023	Para avaliar o desempenho do teste, sugere-se a utilização dos controles Ebram:
Padrão de Ácido Úrico para a linha 3000	Quimicontrol – Soro Controle Normal – Código: 7024/12024 Quimicontrol – Soro Controle Anormal – Código: 7031/12031

Name: AURE      Byname: AURE      Item Code: \*

### METHODOLOGY

Assay: End Point      Blank Setup: Before adding sample      Wave 1: 510      Wave 2: 700

Decimal: 2      Unit: mg/dL      Priority: \*       Clean Before Test  
 Clean After Test

Y=ax+b      Factor:

a      1.00      BeginPoint (n): 1  
b      0.00      EndPoint (m): 2

Test of Calibration: 1      STD Number: 1  
STD Position and Value: \*      Calibration rules: 1-point linear

### REAGENT, SAMPLE AND TIME SETUP

R1 Setup:  
Volume (uL): 200      Position: \*      Incubation Time (s): 300

R2 Setup:  
Volume (uL):      Position:      Incubation Time (s):

Sample Vol. (uL): 4.0      Test Point (Test Time = Test Point x Test Cycle): 5

### NORMAL VALUE RANGE

	Normal L	Normal H
Blank:		
Male:		
Female:		
Child:		

Linear Range: 25.0

- Abs Warning  
 Superlinear auto retest

(\* ) inserido pelo usuário

Sample       Predilute

® Marca registrada de seus proprietários





# PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO NO EQUIPAMENTO

## URIT 8030 <sup>®</sup>

Rev: 01.04.20

### QUIMIAMIL - AMILASE

- ▶ Recomenda-se a leitura da instrução de uso antes da utilização do produto.
- ▶ **PREPARAÇÃO DO REAGENTE:** Reagente pronto para uso.

Calibração:	Controle de Qualidade:
Quimicalib – Calibrador Código: 7023/12023	Para avaliar o desempenho do teste, sugere-se a utilização dos controles Ebram: Quimicontrol – Soro Controle Normal – Código: 7024/12024 Quimicontrol – Soro Controle Anormal – Código: 7031/12031

Name: AMIE      Byname: AMIE      Item Code: \*

#### METHODOLOGY

Assay: Kinetic      Wave 1: 405      Wave 2: 700  
 Decimal: 0      Unit: U/L      Priority: \*       Clean Before Test  
     Clean After Test

Y=ax+b      Factor:   
 a      1.00      Direction: Positive      Substrate: 2.500  
 b      0.00

Test of Calibration: 1      STD Number: 1  
 STD Position and Value: \*      Calibration rules: 1-point linear

#### REAGENT, SAMPLE AND TIME SETUP

R1 Setup:  
 Volume (uL): 200      Position: \*      Incubation Time (s): 54

R2 Setup:  
 Volume (uL):      Position:      Incubation Time (s):

Sample Vol. (uL): 5.0      Test Point (Test Time = Test Point x Test Cycle): 15

#### NORMAL VALUE RANGE

	Normal L	Normal H
Blank:		
Male:		
Female:		
Child:		

Linear Range: 2000  
 Abs Warnings  
 Superlinear auto retest

(\* ) inserido pelo usuário

Sample       Predilute

® Marca registrada de seus proprietários







## QUIMICAL - CÁLCIO

- Recomenda-se a leitura da instrução de uso antes da utilização do produto.
- **PREPARAÇÃO DO REAGENTE:** Reagente pronto para uso.

Calibração:	Controle de Qualidade:
Quimicalib – Calibrador Código: 7023/12023	Para avaliar o desempenho do teste, sugere-se a utilização dos controles Ebram:
Padrão de Cálcio para a linha 3008	Quimicontrol – Soro Controle Normal – Código: 7024/12024
	Quimicontrol – Soro Controle Anormal – Código: 7031/12031

Name: CALE Byname: CALE Item Code: \*

### **METHODOLOGY**

**Assay:** End Point      **Blank Setup:** Before adding sample      **Wave 1:** 630      **Wave 2:** None  
**Decimal:** 1      **Unit:** mg/dL      **Priority:** \*       Clean Before Test  
 Clean After Test

**Y=ax+b**      **Factor:**

a      1.00      **BeginPoint (n):** 1  
 b      0.00      **EndPoint (m):** 2

**Test of Calibration:** 1      **STD Number:** 1  
**STD Position and Value:** \*      **Calibration rules:** 1-point linear

### **REAGENT, SAMPLE AND TIME SETUP**

**R1 Setup:**  
**Volume (uL):** 200      **Position:** \*      **Incubation Time (s):** 120

**R2 Setup:**  
**Volume (uL):**      **Position:**      **Incubation Time (s):**

**Sample Vol. (uL):** 4      **Test Point (Test Time = Test Point x Test Cycle):** 5

### **NORMAL VALUE RANGE**

	Normal L	Normal H
<b>Blank:</b>		
<b>Male:</b>		
<b>Female:</b>		
<b>Child:</b>		

**Linear Range:** 15.0      (\*) inserido pelo usuário  
 Abs Warning       Sample       Predilute  
 Superlinear auto retest

® Marca registrada de seus proprietários



### QUIMI-MB - CKMB

- ▶ Recomenda-se a leitura da instrução de uso antes da utilização do produto.
- ▶ **PREPARAÇÃO DOS REAGENTES:** Reagente 1 – Pronto para uso.  
Reagente 2 – Pronto para uso.

Calibração:	Controle de Qualidade:
Soro controle de CKMB incluso no kit.	---

Name: CKMBE Byname: CKMBE Item Code: \*

#### METHODOLOGY

Assay: Kinetic Wave 1: 340 Wave 2: 405  
 Decimal: 0 Unit: U/L Priority: \*  Clean Before Test  
 Clean After Test  
 Y=ax+b Factor:   
 a 1.00 Direction: Positive Substrate: 2.500  
 b 0.00

Test of Calibration: 1 STD Number: 1  
 STD Position and Value: \* Calibration rules: 1-point linear

#### REAGENT, SAMPLE AND TIME SETUP

R1 Setup:  
 Volume (uL): 160 Position: \* Incubation Time (s): 54  
 R2 Setup:  
 Volume (uL): 40 Position: \* Incubation Time (s): 300  
 Sample Vol. (uL): 10 Test Point (Test Time = Test Point x Test Cycle): 20

#### NORMAL VALUE RANGE

	Normal L	Normal H
Blank:		
Male:		
Female:		
Child:		

(\*) inserido pelo usuário

Linear Range: 1000  
 Abs Warning  
 Superlinear auto retest

Sample  Predilute

<sup>®</sup> Marca registrada de seus proprietários



QUIMINAC – CKNAC

- Recomenda-se a leitura da instrução de uso antes da utilização do produto.
PREPARAÇÃO DOS REAGENTES: Reagente 1 – Pronto para uso.
Reagente 2 – Pronto para uso.

Table with 2 columns: Calibração, Controle de Qualidade. Content includes Quimicalib – Calibrador, Quimicontrol – Soro Controle Normal, and Quimicontrol – Soro Controle Anormal.

Name: CKE Byname: CKE Item Code: \*

METHODOLOGY

Assay: Kinetic Wave 1: 340 Wave 2: 405
Decimal: 0 Unit: U/L Priority: \*
Clean Before Test
Clean After Test

Y=ax+b
a 1.00 b 0.00
Factor: [ ] Direction: Positive Substrate: 2.500

Test of Calibration: 1 STD Number: 1
STD Position and Value: \* Calibration rules: 1-point linear

REAGENT, SAMPLE AND TIME SETUP

R1 Setup:
Volume (uL): 160 Position: \* Incubation Time (s): 54

R2 Setup:
Volume (uL): 40 Position: \* Incubation Time (s): 130

Sample Vol. (uL): 8.0 Test Point (Test Time = Test Point x Test Cycle): 15

NORMAL VALUE RANGE

Blank:
Male:
Female:
Child:

Table with 2 columns: Normal L, Normal H

Linear Range: 1300

- Abs Warnings
Superlinear auto retest

(\* ) inserido pelo usuário

Sample

Predilute

© Marca registrada de seus proprietários





## QUIMICLORO - CLORETOS

- ▶ Recomenda-se a leitura da instrução de uso antes da utilização do produto.
- ▶ **PREPARAÇÃO DO REAGENTE:** Reagente pronto para uso.

Calibração:	Controle de Qualidade:
Padrão de Cloro incluso no kit.	Para avaliar o desempenho do teste, sugere-se a utilização dos controles Ebram: Quimicontrol – Soro Controle Normal – Código: 7024/12024 Quimicontrol – Soro Controle Anormal – Código: 7031/12031

Name: CLOE      Byname: CLOE      Item Code: \*

### METHODOLOGY

<b>Assay:</b>	<b>Blank Setup:</b>	<b>Wave 1:</b>	<b>Wave 2:</b>	
End Point	Before adding sample	510	700	
<b>Decimal:</b> 0	<b>Unit:</b> mmol/L	<b>Priority:</b>	*	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Clean Before Test</li> <li>● Clean After Test</li> </ul>

  

Y=ax+b      **Factor:**

a	1.00	<b>BeginPoint (n):</b>	1
b	0.00	<b>EndPoint (m):</b>	2

  

<b>Test of Calibration:</b> 1	<b>STD Number:</b> 1
<b>STD Position and Value:</b>	<b>Calibration rules:</b> 1-point linear
*	

### REAGENT, SAMPLE AND TIME SETUP

**R1 Setup:**

<b>Volume (uL):</b>	<b>Position:</b>	<b>Incubation Time (s):</b>
300	*	90

**R2 Setup:**

<b>Volume (uL):</b>	<b>Position:</b>	<b>Incubation Time (s):</b>

  

<b>Sample Vol. (uL):</b>	<b>Test Point (Test Time = Test Point x Test Cycle):</b>
3.0	5

### NORMAL VALUE RANGE

	Normal L	Normal H
<b>Blank:</b>		
<b>Male:</b>		
<b>Female:</b>		
<b>Child:</b>		

Linear Range: 120

(\*) inserido pelo usuário

- Abs Warning
- Superlinear auto retest

Sample       Predilute

® Marca registrada de seus proprietários





## QUIMICREA - CREATININA

- Recomenda-se a leitura da instrução de uso antes da utilização do produto.
- **PREPARAÇÃO DO REAGENTE:** Reagente pronto para uso.

Calibração:	Controle de Qualidade:
Quimicalib – Calibrador Código: 7023/12023	Para avaliar o desempenho do teste, sugere-se a utilização dos controles Ebram:
Padrão de Creatinina para a linha 3004	Quimicontrol – Soro Controle Normal – Código: 7024/12024 Quimicontrol – Soro Controle Anormal – Código: 7031/12031

Name: CREE      Byname: CREE      Item Code: \*

### METHODOLOGY

Assay: 2-Point Kinetic      Wave 1: 510      Wave 2: None  
Decimal: 0      Unit: mg/dL      Priority: \*      ● Clean Before Test  
○ Clean After Test

Y=ax+b      Factor:

a      1.00  
b      0.00

Test of Calibration: 1      STD Number: 1  
STD Position and Value: \*      Calibration rules: 1-point linear

### REAGENT, SAMPLE AND TIME SETUP

R1 Setup:  
Volume (uL): 200      Position: \*      Incubation Time (s): 54

R2 Setup:  
Volume (uL):      Position:      Incubation Time (s):

Sample Vol. (uL): 20.0      Test Point (Test Time = Test Point x Test Cycle): 15

### NORMAL VALUE RANGE

	Normal L	Normal H
Blank:		
Male:		
Female:		
Child:		

Linear Range: 20.0      (\*) inserido pelo usuário

- Abs Warning
- Superlinear auto retest

Sample       Predilute

® Marca registrada de seus proprietários



## QUIMIFER - FERRO

- ▶ Recomenda-se a leitura da instrução de uso antes da utilização do produto.
- ▶ **PREPARAÇÃO DOS REAGENTES:** Reagente 1 – Pronto para uso.  
Reagente 2 – Pronto para uso.

Calibração:	Controle de Qualidade:
Quimicalib – Calibrador Código: 7023/12023	Para avaliar o desempenho do teste, sugere-se a utilização dos controles Ebram:
Padrão de Ferro para a linha 3036	Quimicontrol – Soro Controle Normal – Código: 7024/12024 Quimicontrol – Soro Controle Anormal – Código: 7031/12031

Name: FERRE Byname: FERRE Item Code: \*

### METHODOLOGY

**Assay:** End Point  
**Blank Setup:** Before adding R2  
**Wave 1:** 546  
**Wave 2:** 700  
**Decimal:** 0  
**Unit:** µg/dL  
**Priority:** \*  
● Clean Before Test  
● Clean After Test

**Y=ax+b**  
a 1.00  
b 0.00  
**Factor:**   
**BeginPoint (n):** 1  
**EndPoint (m):** 2

**Test of Calibration:** 1  
**STD Position and Value:** \*  
**STD Number:** 1  
**Calibration rules:** 1-point linear

### REAGENT, SAMPLE AND TIME SETUP

**R1 Setup:**  
**Volume (uL):** 200  
**Position:** \*  
**Incubation Time (s):** 54  
**R2 Setup:**  
**Volume (uL):** 50  
**Position:** \*  
**Incubation Time (s):** 480  
**Sample Vol. (uL):** 60.0  
**Test Point (Test Time = Test Point x Test Cycle):** 7

### NORMAL VALUE RANGE

	Normal L	Normal H
Blank:		
Male:		
Female:		
Child:		

**Linear Range:** 1000  
 Abs Warning  
 Superlinear auto retest

(\*) inserido pelo usuário

Sample  Predilute

® Marca registrada de seus proprietários



### QUIMIFAL – FOSFATASE ALCALINA

- Recomenda-se a leitura da instrução de uso antes da utilização do produto.
- **PREPARAÇÃO DOS REAGENTES:** Reagente 1 - Pronto para uso.  
Reagente 2 – Pronto para uso.

Calibração:	Controle de Qualidade:
Quimicalib – Calibrador Código: 7023/12023	Para avaliar o desempenho do teste, sugere-se a utilização dos controles Ebram: Quimicontrol – Soro Controle Normal – Código: 7024/12024 Quimicontrol – Soro Controle Anormal – Código: 7031/12031

Name: FALE          Byname: FALE          Item Code: \*

**METHODOLOGY**

Assay: Kinetic          Wave 1: 405          Wave 2: 700

Decimal: 0          Unit: U/L          Priority: \*           Clean Before Test  
 Clean After Test

Y=ax+b          Factor:

a          1.00          Direction: Positive          Substrate: 2.500  
b          0.00

Test of Calibration: 1          STD Number: 1  
STD Position and Value: \*          Calibration rules: 1-point linear

**REAGENT, SAMPLE AND TIME SETUP**

R1 Setup:  
Volume (uL): 160          Position: \*          Incubation Time (s): 54

R2 Setup:  
Volume (uL): 40          Position: \*          Incubation Time (s): 130

Sample Vol. (uL): 5.0          Test Point (Test Time = Test Point x Test Cycle): 15

**NORMAL VALUE RANGE**

	Normal L	Normal H
Blank:		
Male:		
Female:		
Child:		

Linear Range: 1200          (\*) inserido pelo usuário  
 Abs Warning  
 Superlinear auto retest

Sample           Predilute

® Marca registrada de seus proprietários



## QUIMIFOS - FÓSFORO

- ▶ Recomenda-se a leitura da instrução de uso antes da utilização do produto.
- ▶ **PREPARAÇÃO DO REAGENTE:** Reagente pronto para uso.

Calibração:	Controle de Qualidade:
Quimicalib – Calibrador Código: 7023/12023	Para avaliar o desempenho do teste, sugere-se a utilização dos controles Ebram:
Padrão de Fósforo para a linha 3010	Quimicontrol – Soro Controle Normal – Código: 7024/12024
	Quimicontrol – Soro Controle Anormal – Código: 7031/12031

Name: FOSE      Byname: FOSE      Item Code: \*

### **METHODOLOGY**

<b>Assay:</b> End Point	<b>Blank Setup:</b> Before adding sample	<b>Wave 1:</b> 340	<b>Wave 2:</b> 700	
<b>Decimal:</b> 2	<b>Unit:</b> mg/dL			<b>Priority:</b> *
				<ul style="list-style-type: none"> <li>● Clean Before Test</li> <li>● Clean After Test</li> </ul>

**Y=ax+b**      **Factor:**

<b>a</b>	1.00	<b>BeginPoint (n):</b>	1
<b>b</b>	0.00	<b>EndPoint (m):</b>	2

<b>Test of Calibration:</b> 1	<b>STD Number:</b> 1
<b>STD Position and Value:</b>	<b>Calibration rules:</b> 1-point linear
*	

### **REAGENT, SAMPLE AND TIME SETUP**

**R1 Setup:**  
**Volume (uL):** 200      **Position:** \*      **Incubation Time (s):** 300

**R2 Setup:**  
**Volume (uL):**      **Position:**      **Incubation Time (s):**

**Sample Vol. (uL):** 4.0      **Test Point (Test Time = Test Point x Test Cycle):** 5

### **NORMAL VALUE RANGE**

	Normal L	Normal H
<b>Blank:</b>		
<b>Male:</b>		
<b>Female:</b>		
<b>Child:</b>		

**Linear Range:** 15.0 (\*) inserido pelo usuário

Abs Warning       Sample       Predilute

Superlinear auto retest

® Marca registrada de seus proprietários



## QUIMIGAMA – GAMA GT

► Recomenda-se a leitura da instrução de uso antes da utilização do produto.

► **PREPARAÇÃO DOS REAGENTES:** Reagente 1 – Pronto para uso.

Reagente 2 – Pronto para uso.

Calibração:	Controle de Qualidade:
Quimicalib – Calibrador Código: 7023/12023	Para avaliar o desempenho do teste, sugere-se a utilização dos controles Ebram: Quimicontrol – Soro Controle Normal – Código: 7024/12024 Quimicontrol – Soro Controle Anormal – Código: 7031/12031

Name: GGTE      Byname: GGTE      Item Code: \*

### METHODOLOGY

Assay: Kinetic      Wave 1: 405      Wave 2: 700  
Decimal: 0      Unit: U/L      Priority: \*  
○ Clean Before Test  
○ Clean After Test

Y=ax+b      Factor:   
a: 1.00      Direction: Positive      Substrate: 2.500  
b: 0.00

Test of Calibration: 1      STD Number: 1  
STD Position and Value: \*      Calibration rules: 1-point linear

### REAGENT, SAMPLE AND TIME SETUP

R1 Setup:  
Volume (uL): 160      Position: \*      Incubation Time (s): 54

R2 Setup:  
Volume (uL): 40      Position: \*      Incubation Time (s): 130

Sample Vol. (uL): 8.0      Test Point (Test Time = Test Point x Test Cycle): 15

### NORMAL VALUE RANGE

	Normal L	Normal H
Blank:		
Male:		
Female:		
Child:		

Linear Range: 800

- Abs Warning  
 Superlinear auto retest

(\* ) inserido pelo usuário

Sample

Predilute

® Marca registrada de seus proprietários









## QUIMIDHL – LACTATO DESIDROGENASE

- ▶ Recomenda-se a leitura da instrução de uso antes da utilização do produto.
- ▶ **PREPARAÇÃO DOS REAGENTES:** Reagente 1 – Pronto para uso.  
Reagente 2 – Pronto para uso.

Calibração:	Controle de Qualidade:
Quimicalib – Calibrador Código: 7023/12023	Para avaliar o desempenho do teste, sugere-se a utilização dos controles Ebram: Quimicontrol – Soro Controle Normal – Código: 7024/12024 Quimicontrol – Soro Controle Anormal – Código: 7031/12031

Name: DHLE      Byname: DHLE      Item Code: \*

### METHODOLOGY

Assay: Kinetic      Wave 1: 340      Wave 2: 700

Decimal: 0      Unit: U/L      Priority: \*       Clean Before Test  
 Clean After Test

Y=ax+b      Factor:

a      1.00      Direction: Negative      Substrate: 2.500

b      0.00

Test of Calibration: 1      STD Number: 1

STD Position and Value: \*      Calibration rules: 1-point linear

### REAGENT, SAMPLE AND TIME SETUP

R1 Setup:  
Volume (uL): 160      Position: \*      Incubation Time (s): 54

R2 Setup:  
Volume (uL): 40      Position: \*      Incubation Time (s): 130

Sample Vol. (uL): 5.0      Test Point (Test Time = Test Point x Test Cycle): 15

### NORMAL VALUE RANGE

	Normal L	Normal H
Blank:		
Male:		
Female:		
Child:		

Linear Range: 1250

- Abs Warring  
 Superlinear auto retest

(\* ) inserido pelo usuário

Sample       Predilute

® Marca registrada de seus proprietários



QUIMILAC - LACTATO

- Este protocolo foi produzido baseado em dados teóricos de análise, portanto finos ajustes podem ser necessários.
Recomenda-se a leitura da instrução de uso antes da utilização do produto.
PREPARAÇÃO DO REAGENTE: Misturar os reagentes na proporção: 9 partes do reagente 1 + 1 parte do reagente 2. Estável durante 3 meses à 2 - 8°C.

Table with 2 columns: Calibração: and Controle de Qualidade:
Calibração: Padrão de Lactato incluso no kit.
Controle de Qualidade: Para avaliar o desempenho do teste, sugere-se a utilização dos controles Ebram:
Quimicontrol - Soro Controle Normal - Código: 7024/12024
Quimicontrol - Soro Controle Anormal - Código: 7031/12031

Name: LACTE Byname: LACTE Item Code: \*

METHODOLOGY

Assay: Blank Setup: Wave 1: Wave 2:
End Point: Before adding sample 546
Decimal: 1 Unit: mg/dL Priority: \*
Y=ax+b Factor:
a 1.00 BeginPoint (n): 1
b 0.00 EndPoint (m): 2
Clean Before Test
Clean After Test

Test of Calibration: 1 STD Number: 1
STD Position and Value: \* Calibration rules: 1-point linear

REAGENT, SAMPLE AND TIME SETUP

R1 Setup:
Volume (uL): Position: Incubation Time (s):
300 \* 300

R2 Setup:
Volume (uL): Position: Incubation Time (s):

Sample Vol. (uL): Test Point (Test Time = Test Point x Test Cycle):
3.0 5

NORMAL VALUE RANGE

Table with 2 columns: Normal L, Normal H
Rows: Blank, Male, Female, Child

Linear Range: 90 (\*) inserido pelo usuário
Abs Warning
Superlinear auto retest

Sample Predilute

(R) Marca registrada de seus proprietários



## QUIMILIP – LIPASE

- ▶ Este protocolo foi produzido baseado em dados teóricos de análise, portanto finos ajustes podem ser necessários.
- ▶ Recomenda-se a leitura da instrução de uso antes da utilização do produto.
- ▶ **PREPARAÇÃO DOS REAGENTES:** Reagentes prontos para uso.

Calibração:	Controle de Qualidade:
Padrão de Lipase incluso no kit.	Para avaliar o desempenho do teste, sugere-se a utilização dos controles Ebram: Quimicontrol – Soro Controle Normal – Código: 7024/12024 Quimicontrol – Soro Controle Anormal – Código: 7031/12031

Name: LIPAE      Byname: LIPAE      Item Code: \*

### METHODOLOGY

Assay: Kinetic      Blank Setup:      Wave 1: 578      Wave 2:

Decimal: 0      Unit: U/L      Priority: \*       Clean Before Test  
 Clean After Test

Y=ax+b      Factor:

a      1.00      Direction: Positive      BeginPoint (n): 1  
b      0.00      EndPoint (m): 2

Test of Calibration: 1      STD Number: 1  
STD Position and Value: \*      Calibration rules: 1-point linear

### REAGENT, SAMPLE AND TIME SETUP

R1 Setup:  
Volume (uL): 200.0      Position: \*      Incubation Time (s): 300

R2 Setup:  
Volume (uL): 50.0      Position: \*      Incubation Time (s): 120

Sample Vol. (uL): 4.0      Test Point (Test Time = Test Point x Test Cycle): 10

### NORMAL VALUE RANGE

	Normal L	Normal H
Blank:		
Male:		
Female:		
Child:		

Linear Range: 300      (\*) inserido pelo usuário

Abs Warning       Sample       Predilute

Superlinear auto retest

® Marca registrada de seus proprietários



## QUIMIMAG - MAGNÉSIO

- Recomenda-se a leitura da instrução de uso antes da utilização do produto.
- **PREPARAÇÃO DO REAGENTE:** Reagente pronto para uso.

Calibração:	Controle de Qualidade:
Quimicalib – Calibrador Código: 7023/12023	Para avaliar o desempenho do teste, sugere-se a utilização dos controles Ebram:
Padrão de Magnésio para a linha 3011	Quimicontrol – Soro Controle Normal – Código: 7024/12024 Quimicontrol – Soro Controle Anormal – Código: 7031/12031

Name: MAGE Byname: MAGE Item Code: \*

### METHODOLOGY

**Assay:** End Point  
**Blank Setup:** Before adding sample  
**Wave 1:** 578  
**Wave 2:** 700  
**Decimal:** 2  
**Unit:** mg/dL  
**Priority:** \*

- Clean Before Test
- Clean After Test

Y=ax+b  
**a** 1.00  
**b** 0.00  
**Factor:**   
**BeginPoint (n):** 1  
**EndPoint (m):** 2

**Test of Calibration:** 1  
**STD Position and Value:** \*  
**STD Number:** 1  
**Calibration rules:** 1-point linear

### REAGENT, SAMPLE AND TIME SETUP

**R1 Setup:**  
**Volume (uL):** 200  
**Position:** \*  
**Incubation Time (s):** 120

**R2 Setup:**  
**Volume (uL):**  
**Position:**  
**Incubation Time (s):**

**Sample Vol. (uL):** 4.0  
**Test Point (Test Time = Test Point x Test Cycle):** 5

### NORMAL VALUE RANGE

	Normal L	Normal H
Blank:		
Male:		
Female:		
Child:		

**Linear Range:** 6.1

- Abs Warning  
 Superlinear auto retest

(\* ) inserido pelo usuário

Sample

Predilute

<sup>®</sup> Marca registrada de seus proprietários



## QUIMIPROT – PROTEÍNA TOTAL

- ▶ Recomenda-se a leitura da instrução de uso antes da utilização do produto.
- ▶ **PREPARAÇÃO DO REAGENTE:** Reagente pronto para uso.

Calibração:	Controle de Qualidade:
Quimicalib – Calibrador Código: 7023/12023	Para avaliar o desempenho do teste, sugere-se a utilização dos controles Ebram:
Padrão de Proteína para a linha 3006	Quimicontrol – Soro Controle Normal – Código: 7024/12024 Quimicontrol – Soro Controle Anormal – Código: 7031/12031

Name: PTE Byname: PTE Item Code: \*

### METHODOLOGY

**Assay:** End Point  
**Blank Setup:** Before adding sample  
**Wave 1:** 546  
**Wave 2:** 700  
**Decimal:** 2  
**Unit:** g/dL  
**Priority:** \*  
 Clean Before Test  
 Clean After Test

Y=ax+b  
a 1.00  
b 0.00  
**Factor:**   
**BeginPoint (n):** 1  
**EndPoint (m):** 2

**Test of Calibration:** 1  
**STD Position and Value:** \*  
**STD Number:** 1  
**Calibration rules:** 1-point linear

### REAGENT, SAMPLE AND TIME SETUP

**R1 Setup:**  
**Volume (uL):** 200  
**Position:** \*  
**Incubation Time (s):** 300

**R2 Setup:**  
**Volume (uL):**  
**Position:**  
**Incubation Time (s):**

**Sample Vol. (uL):** 4.0  
**Test Point (Test Time = Test Point x Test Cycle):** 5

### NORMAL VALUE RANGE

	Normal L	Normal H
Blank:		
Male:		
Female:		
Child:		

**Linear Range:** 15.0

- Abs Warning  
 Superlinear auto retest

(\* ) inserido pelo usuário

Sample

Predilute

® Marca registrada de seus proprietários











PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO NO EQUIPAMENTO  
URIT 8030 <sup>®</sup>

Rev: 01.04.20

# QUIMITRI - TRIGLICÉRIDES

- ▶ Recomenda-se a leitura da instrução de uso antes da utilização do produto.
- ▶ **PREPARAÇÃO DO REAGENTE:** Reagente pronto para uso.

Calibração:	Controle de Qualidade:
Quimicalib – Calibrador Código: 7023/12023	Para avaliar o desempenho do teste, sugere-se a utilização dos controles Ebram:
Padrão de Triglicérides para a linha 3014	Quimicontrol – Soro Controle Normal – Código: 7024/12024
	Quimicontrol – Soro Controle Anormal – Código: 7031/12031

Name: TRIE      Byname: TRIE      Item Code: \*

### METHODOLOGY

Assay:              Blank Setup:              Wave 1:              Wave 2:

End Point              Before adding sample              510              700

Decimal:              0              Unit:              mg/dL              Priority:              \*

- Clean Before Test
- Clean After Test

Y=ax+b              Factor:

a              1.00

b              0.00

BeginPoint (n):              1

EndPoint (m):              2

Test of Calibration:              1              STD Number:              1

STD Position and Value:              \*              Calibration rules:              1-point linear

### REAGENT, SAMPLE AND TIME SETUP

R1 Setup:

Volume (uL):              Position:              Incubation Time (s):

300              \*              300

R2 Setup:

Volume (uL):              Position:              Incubation Time (s):

Sample Vol. (uL):              Test Point (Test Time = Test Point x Test Cycle):

3.0              5

### NORMAL VALUE RANGE

	Normal L	Normal H
Blank:		
Male:		
Female:		
Child:		

Linear Range:              600

- Abs Warning
- Superlinear auto retest

(\* ) inserido pelo usuário

Sample               Predilute

® Marca registrada de seus proprietários



## QUIMIURE - UREIA

- ▶ Recomenda-se a leitura da instrução de uso antes da utilização do produto.
- ▶ **PREPARAÇÃO DO REAGENTE:** Reagente pronto para uso.

Calibração:	Controle de Qualidade:
Quimicalib – Calibrador Código: 7023/12023	Para avaliar o desempenho do teste, sugere-se a utilização dos controles Ebram:
Padrão de Ureia para a linha 3007	Quimicontrol – Soro Controle Normal – Código: 7024/12024 Quimicontrol – Soro Controle Anormal – Código: 7031/12031

Name: UREE      Byname: UREE      Item Code: \*

### METHODOLOGY

Assay: 2 Point Kinetic      Wave 1: 340      Wave 2: 700  
 Decimal: 0      Unit: mg/dL      Priority: \*  
 ● Clean Before Test  
 ● Clean After Test

Y=ax+b      Factor:   
 a      1.00  
 b      0.00

Test of Calibration: 1      STD Number: 1  
 STD Position and Value: \*      Calibration rules: 1-point linear

### REAGENT, SAMPLE AND TIME SETUP

R1 Setup:  
 Volume (uL): 300      Position: \*      Incubation Time (s): 72

R2 Setup:  
 Volume (uL):      Position:      Incubation Time (s):

Sample Vol. (uL): 3.0      Test Point (Test Time = Test Point x Test Cycle): 15

### NORMAL VALUE RANGE

	Normal L	Normal H
Blank:		
Male:		
Female:		
Child:		

Linear Range: 200

- Abs Warning  
 Superlinear auto retest

(\* ) inserido pelo usuário

Sample       Predilute

® Marca registrada de seus proprietários