

TURB HBA1C – HEMOGLOBINA GLICADA

- ▶ Este protocolo foi produzido baseado em dados teóricos de análise, portanto finos ajustes podem ser necessários.
- ▶ Recomenda-se a leitura da instrução de uso antes da utilização do produto.
- ▶ **PREPARAÇÃO DOS REAGENTES:** Reagentes pronto para uso.

Calibração:	Controle de Qualidade:
Calibrador HbA1c (4 níveis) – Cód: 1059	Para avaliar o desempenho do teste, deve-se utilizar os controles Ebram: Controle HbA1c (Nível I e II) – Cód: 1060

Informações do Teste

Teste	HBA1C	Absorbância	0 0	Int. Lin.	(@) (@)
N°	(*)	Aum test	0	Lim. Lin	
N° pad		Dim test	0	Esg. Subs.	
Nome cmp	HBA1C				

Volume de Reagente

R1	180
R2	60

☐ Prozona

Volume de Amostra

	Dist.	VI or	Prop
Padrão	12		
Aumentar			
Reduzir			

Parâmetros de Reação

Tipo reação	Tempo Fixo	Direção	Aumentar
Ond prnc	630	Reag nulo	
Ond sec		Tmp reação	37 58

Configuração do resultado

Decimal	2	Inclinação	1
Unidade	%	Intercept	0

Calibração

Regra	Spline
Cópias	1

	N° Lote	Conc. Pad.	Vencim.	Posição
<input checked="" type="checkbox"/> Cal HbA1c 1	(*)	(*)	(*)	(*)
<input checked="" type="checkbox"/> Cal HbA1c 2	(*)	(*)	(*)	(*)
<input checked="" type="checkbox"/> Cal HbA1c 3	(*)	(*)	(*)	(*)
<input checked="" type="checkbox"/> Cal HbA1c 4	(*)	(*)	(*)	(*)

Critérios de Julgamento

Sensibilid.
Dif. Fator
SD
Abs. Nula
Lim de erro
Detec. Coef.

Utilizar a curva de calibração – Código: 1059 – Não se faz necessário o lise do calibrador
(*) inserir lote, concentração, validade e posição dos calibradores
(@) informar linearidade e sensibilidade do kit

Observação: lisar as hemácias dos pacientes com água deionizada/destilada

® Marca registrada de seus proprietários

TURB ASO – ANTI-ESTREPTOLISINA O

- ▶ Recomenda-se a leitura da instrução de uso antes da utilização do produto.
- ▶ **PREPARAÇÃO DO REAGENTE:** Preparar 4 partes do reagente 1 para 1 parte do reagente 2. Ex.: 4mL de R1 + 1mL de R2. O reagente após o preparo é estável por até 30 dias quando armazenado a 2 – 8°C.

Calibração:	Controle de Qualidade:
Padrão de ASO que acompanha o kit	Para avaliar o desempenho do teste, sugere-se a utilização dos controles Ebram: Soro Controle de Proteínas NI – Código: 1019 Soro Controle de Proteínas NII – Código: 1020

Informações do Teste

Teste	ASO	Absorbância	0 0	Int. Lin.	(@) (@)
Nº	(*)	Aum test	0	Lim. Lin	
Nº pad		Dim test	0	Esg. Subs.	
Nome cmp	ASO				

Volume de Reagente

R1	300
R2	---

☐ Prozona

Volume de Amostra

	Dist.	VI or	Prop
Padrão	3		
Aumentar			
Reduzir			

Parâmetros de Reação

Tipo reação	Ponto Final	Direção	Aumentar
Ond prnc	546	Reag nulo	12 13
Ond sec		Tmp reação	26 27

Configuração do resultado

Decimal	1	Inclinação	1
Unidade	UI/mL	Intercept	0

Calibração

Regra	Lin 2 Pto		Nº Lote	Conc. Pad.	Vencim.	Posição
Cópias	2	<input checked="" type="checkbox"/>	Water	(*)	0.0	(*)
K		<input checked="" type="checkbox"/>	Calibrador	(*)	(*)	(*)

Critérios de Julgamento

Sensibilid.
Dif. Fator
SD
Abs. Nula
Lim de erro
Detec. Coef.

(*) inserido pelo operador (@) informar linearidade e sensibilidade do kit

® Marca registrada de seus proprietários

TURB PCR – PROTEÍNA C REATIVA ULTRA-SENSÍVEL

- ▶ Este protocolo foi produzido baseado em dados teóricos de análise, portanto finos ajustes podem ser necessários.
- ▶ Recomenda-se a leitura da instrução de uso antes da utilização do produto.
- ▶ **PREPARAÇÃO DO REAGENTE:** Preparar 4 partes do reagente 1 para 1 parte do reagente 2. Ex.: 4mL de R1 + 1mL de R2. O reagente após o preparo é estável por até 20 dias quando armazenado a 2 – 8°C.

Calibração:	Controle de Qualidade:
Padrão de PCR Ultra que acompanha o kit	Para avaliar o desempenho do teste, sugere-se a utilização dos controles Ebram: Soro Controle de Proteínas PCR-Ultra NI – Código: 1045 Soro Controle de Proteínas PCR-Ultra NII – Código: 1046

Informações do Teste

Teste	PCRUS	Absorbância	0	0	Int. Lin.	(@)	(@)
N°	(*)	Aum test	0		Lim. Lin		
N° pad		Dim test	0		Esg. Subs.		

Nome cmp PCRUS

Volume de Reagente

R1 200

R2 50

☐ Prozona

Volume de Amostra

	Dist.	VI or	Prop
Padrão	4		
Aumentar			
Reduzir			

Parâmetros de Reação

Tipo reação	Ponto Final	Direção	Aumentar
Ond prnc	546	Reag nulo	12 13
Ond sec		Tmp reação	42 43

Configuração do resultado

Decimal	0.01	Inclinação	1
Unidade	mg/L	Intercept	0

Calibração

Regra	Lin 2 Pto		N° Lote	Conc. Pad.	Vencim.	Posição
Cópias	2	<input checked="" type="checkbox"/>	Water (*)	0.0	(*)	(*)
K		<input checked="" type="checkbox"/>	Calibrador (*)	(*)	(*)	(*)

Crítérios de Julgamento

Sensibilid.
Dif. Fator
SD
Abs. Nula
Lim de erro
Detec. Coef.

(*) inserido pelo operador (@) informar linearidade e sensibilidade do kit

® Marca registrada de seus proprietários

Ebram Produtos Laboratoriais Ltda - Rua Julio de Castilhos 500 – Belenzinho – SP – www.ebram.com.br

CEP: 03059-000 - Tel: (11) 2291-2811 - Indústria Brasileira - CNPJ: 50.657.402/0001-31

Serviço de Atendimento ao Cliente: (11) 2574-7110 – 0800 500 2424 - sac@ebram.com

TURB PCR – PROTEÍNA C REATIVA ULTRA-SENSÍVEL

- Recomenda-se a leitura da instrução de uso antes da utilização do produto.
- **PREPARAÇÃO DO REAGENTE:** Preparar 4 partes do reagente 1 para 1 parte do reagente 2. Ex.: 4mL de R1 + 1mL de R2. O reagente após o preparo é estável por até 20 dias quando armazenado a 2 – 8°C.

Calibração:	Controle de Qualidade:
Padrão de PCR Ultra que acompanha o kit	Para avaliar o desempenho do teste, sugere-se a utilização dos controles Ebram: Soro Controle de Proteínas PCR-Ultra NI – Código: 1045 Soro Controle de Proteínas PCR-Ultra NII – Código: 1046

Informações do Teste

Teste	PCRUS	Absorbância	0	0	Int. Lin.	(@)	(@)
N°	(*)	Aum test	0		Lim. Lin		
N° pad		Dim test	0		Esg. Subs.		

Nome cmp PCRUS

Volume de Reagente

R1 200

R2 ---

☐ Prozona

Volume de Amostra

	Dist.	VI or	Prop
Padrão	3		
Aumentar			
Reduzir			

Parâmetros de Reação

Tipo reação	Ponto Final	Direção	Aumentar
Ond prnc	546	Reag nulo	12 13
Ond sec		Tmp reação	42 43

Configuração do resultado

Decimal	0.01	Inclinação	1
Unidade	mg/L	Intercept	0

Calibração

Regra	Lin 2 Pto		N° Lote	Conc. Pad.	Vencim.	Posição
Cópias	2	<input checked="" type="checkbox"/>	Water (*)	0.0	(*)	(*)
K		<input checked="" type="checkbox"/>	Calibrador (*)	(*)	(*)	(*)

Critérios de Julgamento

Sensibilid.
Dif. Fator
SD
Abs. Nula
Lim de erro
Detec. Coef.

(*) inserido pelo operador (@) informar linearidade e sensibilidade do kit

® Marca registrada de seus proprietários

Ebram Produtos Laboratoriais Ltda - Rua Julio de Castilhos 500 – Belenzinho – SP – www.ebram.com.br

CEP: 03059-000 - Tel: (11) 2291-2811 - Indústria Brasileira - CNPJ: 50.657.402/0001-31

Serviço de Atendimento ao Cliente: (11) 2574-7110 – 0800 500 2424 - sac@ebram.com

TURB PCR – PROTEÍNA C REATIVA

- Recomenda-se a leitura da instrução de uso antes da utilização do produto.
- **PREPARAÇÃO DO REAGENTE:** Preparar 4 partes do reagente 1 para 1 parte do reagente 2. Ex.: 4mL de R1 + 1mL de R2. O reagente após o preparo é estável por até 60 dias quando armazenado a 2 – 8°C.

Calibração:	Controle de Qualidade:
Padrão de PCR que acompanha o kit	Para avaliar o desempenho do teste, sugere-se a utilização dos controles Ebram:
	Soro Controle de Proteínas NI – Código: 1019
	Soro Controle de Proteínas NII – Código: 1020

Informações do Teste

Teste	PCR	Absorbância	0	0	Int. Lin.	(@)	(@)
Nº	(*)	Aum test	0		Lim. Lin		
Nº pad		Dim test	0		Esg. Subs.		
Nome cmp	PCR						

Volume de Reagente

R1	300
R2	---

☐ Prozona

Volume de Amostra

	Dist.	VI or	Prop
Padrão	3		
Aumentar			
Reduzir			

Parâmetros de Reação

Tipo reação	Ponto Final	Direção	Aumentar
Ond prnc	546	Reag nulo	12 13
Ond sec		Tmp reação	26 27

Configuração do resultado

Decimal	0.1	Inclinação	1
Unidade	mg/L	Intercept	0

Calibração

Regra	Lin 2 Pto		Nº Lote	Conc. Pad.	Vencim.	Posição
Cópias	2	<input checked="" type="checkbox"/>	Water	(*)	0.0	(*)
K		<input checked="" type="checkbox"/>	Calibrador	(*)	(*)	(*)

Critérios de Julgamento

Sensibilid.
Dif. Fator
SD
Abs. Nula
Lim de erro
Detec. Coef.

(*) inserido pelo operador (@) informar linearidade e sensibilidade do kit

® Marca registrada de seus proprietários

TURB VIT-D – VITAMINA D

- ▶ Este protocolo foi produzido baseado em dados teóricos de análise, portanto finos ajustes podem ser necessários.
- ▶ Recomenda-se a leitura da instrução de uso antes da utilização do produto.
- ▶ **PREPARAÇÃO DOS REAGENTES:** Reagentes pronto para uso.

Calibração:	Controle de Qualidade:
Calibrador de Vitamina D (5 níveis) – Cód: 1052	Para avaliar o desempenho do teste, deve-se utilizar os controles Ebram: Controle Vitamina D (Nível I e II) – Cód: 1053

Informações do Teste

Teste	VITD	Absorbância	0 0	Int. Lin.	(@) (@)
Nº	(*)	Aum test	0	Lim. Lin	
Nº pad		Dim test	0	Esg. Subs.	
Nome cmp	Vitamina D				

Volume de Reagente

R1	160
R2	40

☐ Prozona

Volume de Amostra

	Dist.	VI or	Prop
Padrão	3		
Aumentar			
Reduzir			

Parâmetros de Reação

Tipo reação	Tempo Fixo	Direção	Aumentar
Ond prnc	700	Reag nulo	
Ond sec		Tmp reação	49 50

Configuração do resultado

Decimal	2	Inclinação	1
Unidade	ng/mL	Intercept	0

Calibração

Regra	Logit-Log4P
Cópias	1

K	Nº Lote	Conc. Pad.	Vencim.	Posição
<input checked="" type="checkbox"/> CAL VITD 1	(*)	(*)	(*)	(*)
<input checked="" type="checkbox"/> CAL VITD 2	(*)	(*)	(*)	(*)
<input checked="" type="checkbox"/> CAL VITD 3	(*)	(*)	(*)	(*)
<input checked="" type="checkbox"/> CAL VITD 4	(*)	(*)	(*)	(*)
<input checked="" type="checkbox"/> CAL VITD 5	(*)	(*)	(*)	(*)

Abs. Nula
Lim de erro
Detec. Coef.

(*) inserido pelo operador (@) informar linearidade e sensibilidade do kit

® Marca registrada de seus proprietários