

TURB PCT - PROCALCITONINA

- ▶ Este protocolo foi produzido baseado em dados teóricos de análise, portanto finos ajustes podem ser necessários.
- ▶ Recomenda-se a leitura da instrução de uso antes da utilização do produto.
- ▶ **PREPARAÇÃO DOS REAGENTES:** Reagentes pronto para uso.

Calibração:	Controle de Qualidade:
Calibrador de Procalcitonina (6 níveis) – Cód: 1055	Para avaliar o desempenho do teste, deve-se utilizar os controles Ebram: Controle Procalcitonina (Nível I e II) – Cód: 1056

Geral

Nome	Marca	Tipo
Procalcitonina	Ebram	Cinética Tempo Fixo
C. O. Primário	600 nm	C. O. Bicromático
	0 mm	Unidade
	ng/mL	Decimal
		2

Dispensado

Vol. amostra	20 µL	R1 Volume	180 µL	R2 Volume	60 µL	T. dispensação do reagente	270 seg
--------------	-------	-----------	--------	-----------	-------	----------------------------	---------

Índice de deterioração do reagente

Abs. Mín.	-0.1	Abs. Máx.	4.0	Intervalo de verificação	16 hrs
-----------	------	-----------	-----	--------------------------	--------

Fator

<input type="checkbox"/>	Método decrescente	Concentração calibrador: (*)
<input type="checkbox"/>	Fator	Ponto: 6
<input checked="" type="checkbox"/>	Calibrador	Interpolação: Linear

Valores de Referência

@

Especiais

Opções do tipo de método

T. Início da Leitura:	30 seg	T. Final da Leitura:	600 seg
Repetição:	0 seg	Limite linear	(#)

Avançadas

Gap ar inicial	0µL	Diluição com:	Lavagem para evitar interferência
Velocidade Gap inicial	500	Amostra	Lavagens por auto interferência
Gap Separação Reag/Amostra	2µL	Volume de amostra mínimo	0
Vel. Gap. Sep. Reag/Amostra	500	2 µL	
Vel. de aspiração R1 + amostra	2500	Vel. de aspiração de amostra	
R2 Vel. Dispensação	2500	500	
R1 Vel. Aspiração	2000		
R2 Vel. Aspiração	2000		

® Marca registrada de seus proprietários

(*) inserir a concentração do calibrador @ inserido pelo usuário (#) informar linearidade do kit



TURB ASO – ANTI-ESTREPTOLISINA O

- ▶ Este protocolo foi produzido baseado em dados teóricos de análise, portanto finos ajustes podem ser necessários.
- ▶ Recomenda-se a leitura da instrução de uso antes da utilização do produto.
- ▶ **PREPARAÇÃO DO REAGENTE:** Preparar 4 partes do reagente 1 para 1 parte do reagente 2. Ex.: 4mL de R1 + 1mL de R2. O reagente após o preparo é estável por até 30 dias quando armazenado a 2 – 8°C.

Calibração:	Controle de Qualidade:
Padrão de ASO que acompanha o kit	Para avaliar o desempenho do teste, sugere-se a utilização dos controles Ebram: Soro Controle de Proteínas NI – Código: 1019 Soro Controle de Proteínas NII – Código: 1020

<u>Geral</u>							
Nome	Marca		Tipo				
ASO	Ebram		Ponto Final Branco de Reagente				
C. O. Primário	550 nm	C. O. Bicromático	0 mm	Unidade	UI/mL	Decimal	0
<u>Dispensado</u>							
Vol. amostra	3 µL	R1 Volume	240 µL	R2 Volume	0 µL	T. dispensação do reagente 2	0 seg
<u>Índice de deterioração do reagente</u>							
Abs. Mín.	-0.1	Abs. Máx.	2.5	Intervalo de verificação	16 hrs		
<u>Fator</u>							
<input type="checkbox"/>	Método decrescente		Concentração calibrador: (*)				
<input type="checkbox"/>	Fator		Ponto: 1				
<input checked="" type="checkbox"/>	Calibrador		Interpolação: Linear				
<u>Valores de Referência</u>							
@							
<u>Especiais</u>							
Opções do tipo de método							
T. branco de reagente:	120 seg	Intervalos entre brancos:	24 h				
T. incubação:	120 seg						
Repetição:	0	Limite linear	(#)				
<u>Avançadas</u>							
Gap ar inicial	0µL	Diluição com:	Lavagem para evitar interferência				
Velocidade Gap inicial	500	Amostra	Lavagens por auto interferência 0				
Gap Separação Reag/Amostra	0 µL	Volume de amostra mínimo					
Vel. Gap. Sep. Reag/Amostra	500	2 µL					
Vel. de aspiração R1 + amostra	2500	Vel. de aspiração de amostra					
R2 Vel. Dispensação	2500	500					
R1 Vel. Aspiração	2000						
R2 Vel. Aspiração	2000						

® Marca registrada de seus proprietários (*) inserir a concentração do calibrador (#) informar linearidade do kit

**TURB PCR – PROTEÍNA C REATIVA ULTRA-SENSÍVEL**

- ▶ Este protocolo foi produzido baseado em dados teóricos de análise, portanto finos ajustes podem ser necessários.
- ▶ Recomenda-se a leitura da instrução de uso antes da utilização do produto.
- ▶ **PREPARAÇÃO DO REAGENTE:** Preparar 4 partes do reagente 1 para 1 parte do reagente 2. Ex.: 4mL de R1 + 1mL de R2. O reagente após o preparo é estável por até 20 dias quando armazenado a 2 – 8°C.

Calibração:	Controle de Qualidade:
Padrão de PCR Ultra que acompanha o kit	Para avaliar o desempenho do teste, sugere-se a utilização dos controles Ebram: Soro Controle de Proteínas PCR-Ultra NI – Código: 1045 Soro Controle de Proteínas PCR-Ultra NII – Código: 1046

Geral

Nome	Marca	Tipo
PCRUS	Ebram	Ponto Final Branco de Reagente
C. O. Primário	550 nm	C. O. Bicromático
0 mm	Unidade	mg/L
Decimal	1	

Dispensado

Vol. amostra	3 µL	R1 Volume	240 µL	R2 Volume	0 µL	T. dispensação do reagente 2	0 seg
--------------	------	-----------	--------	-----------	------	------------------------------	-------

Índice de deterioração do reagente

Abs. Mín.	-0.1	Abs. Máx.	2.5	Intervalo de verificação	16 hrs
-----------	------	-----------	-----	--------------------------	--------

Fator

<input type="checkbox"/>	Método decrescente	Concentração calibrador: (*)
<input type="checkbox"/>	Fator	Ponto: 1
<input checked="" type="checkbox"/>	Calibrador	Interpolação: Linear

Valores de Referência

@

Especiais

Opções do tipo de método

T. branco de reagente:	300 seg	Intervalos entre brancos:	24 h
T. incubação:	300 seg		
Repetição:	0	Limite linear	(#)

Avançadas

Gap ar inicial	0µL	Diluição com:	Lavagem para evitar interferência
Velocidade Gap inicial	500	Amostra	Lavagens por auto interferência
Gap Separação Reag/Amostra	0 µL	Volume de amostra mínimo	0
Vel. Gap. Sep. Reag/Amostra	500	2 µL	
Vel. de aspiração R1 + amostra	2500	Vel. de aspiração de amostra	
R2 Vel. Dispensação	2500	500	
R1 Vel. Aspiração	2000		
R2 Vel. Aspiração	2000		

(R) Marca registrada de seus proprietários (*) inserir a concentração do calibrador (#) inserir linearidade do kit

Ebram Produtos Laboratoriais Ltda - Rua Julio de Castilhos 500 – Belenzinho – SP – www.ebram.com.br

CEP: 03059-000 - Tel: (11) 2291-2811 - Indústria Brasileira - CNPJ: 50.657.402/0001-31

Serviço de Atendimento ao Cliente: (11) 2574-7110 – 0800 500 2424 – sac@ebram.com

TURB PCR – PROTEÍNA C REATIVA

- ▶ Este protocolo foi produzido baseado em dados teóricos de análise, portanto finos ajustes podem ser necessários.
- ▶ Recomenda-se a leitura da instrução de uso antes da utilização do produto.
- ▶ **PREPARAÇÃO DO REAGENTE:** Preparar 4 partes do reagente 1 para 1 parte do reagente 2. Ex.: 4mL de R1 + 1mL de R2. O reagente após o preparo é estável por até 60 dias quando armazenado a 2 – 8°C.

Calibração:	Controle de Qualidade:
Padrão de PCR que acompanha o kit	Para avaliar o desempenho do teste, sugere-se a utilização dos controles Ebram: Soro Controle de Proteínas NI – Código: 1019 Soro Controle de Proteínas NII – Código: 1020

<u>Geral</u>							
Nome	Marca		Tipo				
PCR	Ebram		Ponto Final Branco de Reagente				
C. O. Primário	550 nm	C. O. Bicromático	0 mm	Unidade	mg/L	Decimal	0
<u>Dispensado</u>							
Vol. amostra	3 µL	R1 Volume	300 µL	R2 Volume	0 µL	T. dispensação do reagente 2	0 seg
<u>Índice de deterioração do reagente</u>							
Abs. Mín.	-0.1	Abs. Máx.	2.5	Intervalo de verificação	16 hrs		
<u>Fator</u>							
<input type="checkbox"/>	Método decrescente	Concentração calibrador: (*)					
<input type="checkbox"/>	Fator	Ponto: 1					
<input checked="" type="checkbox"/>	Calibrador	Interpolação: Linear					
<u>Valores de Referência</u>							
@							
<u>Especiais</u>							
Opções do tipo de método							
T. branco de reagente:	120 seg	Intervalos entre brancos:		24 h			
T. incubação:	120 seg						
Repetição:	0	Limite linear		(#)			
<u>Avançadas</u>							
Gap ar inicial	0µL	Diluição com:		Lavagem para evitar interferência			
Velocidade Gap inicial	500	Amostra		Lavagens por auto interferência 0			
Gap Separação Reag/Amostra	0 µL	Volume de amostra mínimo					
Vel. Gap. Sep. Reag/Amostra	500	2 µL					
Vel. de aspiração R1 + amostra	2500	Vel. de aspiração de amostra					
R2 Vel. Dispensação	2500	500					
R1 Vel. Aspiração	2000						
R2 Vel. Aspiração	2000						

® Marca registrada de seus proprietários (*) inserir a concentração do calibrador (#) inserir linearidade do kit

TURB VIT-D – VITAMINA D

- ▶ Este protocolo foi produzido baseado em dados teóricos de análise, portanto finos ajustes podem ser necessários.
- ▶ Recomenda-se a leitura da instrução de uso antes da utilização do produto.
- ▶ **PREPARAÇÃO DOS REAGENTES:** Reagentes pronto para uso.

Calibração:	Controle de Qualidade:
Calibrador de Vitamina D (5 níveis) – Cód: 1052	Para avaliar o desempenho do teste, deve-se utilizar os controles Ebram: Controle Vitamina D (Nível I e II) – Cód: 1053

Geral							
Nome	Marca	Tipo					
Vitamina D	Ebram	Cinética Tempo Fixo					
C. O. Primário	700 nm	C. O. Bicromático	0 mm	Unidade	ng/mL	Decimal	2
Dispensado							
Vol. amostra	4 µL	R1 Volume	200 µL	R2 Volume	50 µL	T. dispensação do reagente 2	300 seg
Índice de deterioração do reagente							
Abs. Mín.	-0.1	Abs. Máx.	4.0	Intervalo de verificação	16 hrs		
Fator							
<input type="checkbox"/>	Método decrescente	Concentração calibrador: (*)					
<input type="checkbox"/>	Fator	Ponto: 5					
<input checked="" type="checkbox"/>	Calibrador	Interpolação: Linear					
Valores de Referência							
@							
Especiais							
Opções do tipo de método							
T. Início da Leitura:	30 seg	T. Final da Leitura:	480 seg				
Repetição:	0 seg	Limite linear	(#)				
Avançadas							
Gap ar inicial	0µL	Diluição com:	Lavagem para evitar interferência				
Velocidade Gap inicial	500	Amostra	Lavagens por auto interferência 0				
Gap Separação Reag/Amostra	2µL	Volume de amostra mínimo					
Vel. Gap. Sep. Reag/Amostra	500	2 µL					
Vel. de aspiração R1 + amostra	2500	Vel. de aspiração de amostra					
R2 Vel. Dispensação	2500	500					
R1 Vel. Aspiração	2000						
R2 Vel. Aspiração	2000						

® Marca registrada de seus proprietários

(*) inserir a concentração do calibrador @ inserido pelo usuário (#) informar linearidade do kit