



Testes rápidos

SEGURANÇA • CONFIABILIDADE • CUSTO BENEFÍCIO

 ebram

Redução nos custos, rapidez e praticidade

Os testes rápidos são imunoensaaios cromatográficos qualitativos capazes de detectar doenças infecciosas, arboviroses e marcadores cardíacos e tumorais com alto grau de sensibilidade e especificidade em apenas alguns minutos. São utilizados como testes de triagem e/ou auxiliares no diagnóstico.

Arboviroses

Chikungunya IgG/IgM

O teste rápido Chikungunya detecta anticorpos IgG e IgM contra o vírus Chikungunya.

- Por ter os sintomas clinicamente semelhantes ao da dengue, é muito importante distinguir o tipo de infecção.
- Amostras: Sangue total, soro ou plasma.
- Sensibilidade: IgM 90,3% e IgG 94,3%
- Especificidade: IgM >99,9 e IgG 97,0%
- Apresentação: 25 testes
- Formato: cassete
- Armazenamento: 2 a 30°C.
- Tempo do teste: 15 minutos.

Dengue IgG/IgM

O teste rápido Dengue IgG/IgM proporciona uma detecção diferencial de anticorpos IgG e IgM e pode ser usado para a distinção presuntiva entre uma infecção primária e secundária de vírus da Dengue.

- Amostras: Sangue total, soro ou plasma
- Sensibilidade: 98,6%
- Especificidade: 97,0%
- Apresentação: 25 testes
- Formato: cassete
- Armazenamento: 2 a 30°C
- Tempo do teste: 10 minutos

Zika IgG/IgM

O teste rápido Zika IgG/IgM proporciona uma detecção diferencial de anticorpos anti-zika IgG e anti-zika IgM e pode ser utilizado para a distinção presuntiva entre uma infecção primária e secundária de vírus Zika.

- Amostras: Sangue total, soro ou plasma
- Sensibilidade : IgM 94,4% e IgG >99,9%
- Especificidade: IgM >99,9% e IgG 98,9%
- Apresentação: 25 testes
- Formato: cassete
- Armazenamento: 2 a 30°C
- Tempo do teste: 15 minutos

Dengue NS1

O teste rápido Dengue NS1 detecta qualitativamente o Antígeno NS1 do vírus da Dengue. O NS1 é uma das 7 proteínas não estruturais do vírus da Dengue que está envolvida na replicação viral.

- Amostras: Sangue total, soro ou plasma
- Sensibilidade: 95,8%
- Especificidade: 96,1%
- Apresentação: 25 testes
- Formato: cassete
- Armazenamento: 2 a 30°C
- Tempo do teste: 10 minutos



Doenças infecciosas

HCV

Utiliza conjugados de ouro coloidal e proteínas recombinantes de HCV para detectar seletivamente anticorpos contra o vírus de Hepatite C.

- Amostras: Sangue total, soro ou plasma
- Sensibilidade: 100%
- Especificidade: 99,5%
- Apresentação: 25 testes
- Formato: cassete
- Armazenamento: 2 a 30°C
- Tempo do teste: 10 minutos

HIV 1/2

O teste rápido HIV 1/2 utiliza antígenos recombinantes de HIV para detectar anticorpos contra o vírus do HIV do tipo 1 e do tipo 2.

- Amostras: Sangue total, soro e plasma
- Sensibilidade: 100%
- Especificidade: 99,9%
- Apresentação: 25 testes
- Formato: cassete
- Armazenamento: 2 a 30°C
- Tempo do teste: 10 minutos

HbsAg

Utiliza uma combinação de anticorpos monoclonais e policlonais para detectar seletivamente níveis elevados do antígeno de superfície de Hepatite B.

- Amostras: Sangue total - soro ou plasma
- Sensibilidade: 100%
- Especificidade: 99,6%
- Apresentação: 25 testes
- Formato: cassete
- Armazenamento: 2 a 30°C
- Tempo do teste: 15 minutos

Marcadores: cardíaco e tumoral

Troponina I

A Troponina I cardíaca humana tornou-se o principal biomarcador de infarto do miocárdio, portanto devido à sua alta especificidade e sensibilidade para este marcador, o teste rápido é uma excelente ferramenta de auxílio ao diagnóstico dessa condição.

- Amostras: Sangue total, soro ou plasma
- Sensibilidade: 98,1%
- Especificidade: 98,5%
- Apresentação: 25 testes
- Formato: cassete
- Armazenamento: 2 a 30°C
- Tempo do teste: 10 minutos

Sangue Oculto (FOB)

O teste rápido Sangue Oculto (FOB) detecta qualitativamente sangue oculto em fezes humanas. Se destaca por ser tão sensível e específico como os métodos tradicionais, dispensando a necessidade de restrições de dieta antes do teste.

- Amostras: Fezes
- Sensibilidade: 97,6%
- Especificidade: 99,3%
- Cut off: 40 ng/mL
- Apresentação: 25 testes
- Formato: cassete
- Armazenamento: 2 a 30°C
- Tempo do teste: 5 minutos

📷 /ebrambr

📘 /ebrambr

📌 /ebrambr

✉ sac@ebram.com

☎ +55 11 2291 2811

📞 0800 500 2424

📞 +55 11 2574 7110 (SAC)

📍 Rua Júlio de Castilhos, 562 - São Paulo - SP

🌐 www.ebram.com.br

