



**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA  
DE PRODUTOS QUÍMICOS**

**SOLUÇÃO ÁCIDA - ENV/BT  
Cód. 740**

Nº FISPQ: 168

Revisão: 24/08/2022

Página: 1 de 3

### 1- Identificação do Produto e da Empresa:

- Nome do Produto: SOLUÇÃO ÁCIDA - ENV/BT
- Código: 740
- Fornecedor: Ebram Produtos Laboratoriais Ltda.  
Rua Julio de Castilhos, 500  
Belenzinho – São Paulo –SP - Brasil  
CEP: 03059-001  
Tel: 55 11 – 2574-7110  
SAC: 0800 500 2424  
E-mail: sac@ebram.com

### 2- Composição e Informação sobre os Componentes:

- Composição: - Acidificante < 0,5%
- Uso do Produto: Este reagente deve ser usado somente para diagnóstico "*in vitro*".
- Componentes ou impurezas que contribuam para o perigo: Este produto não contém substâncias perigosas em quantidades reportadas.

### 3- Identificação de Perigo:

- Perigo mais importante: Este reagente é estável e não tóxico quando utilizado seguindo as Boas Práticas de Laboratório
- Efeitos do Produto:
  - A saúde humana:  
Contato com os olhos - pode causar irritação e pode ser nocivo.  
Ingestão - pode causar irritação e pode ser nocivo.  
Inalação - pode causar irritação e pode ser nocivo.  
Contato com a pele - pode causar irritação e pode ser nocivo.  
Obs: os efeitos do contato a da inalação podem não ser imediatos.
  - Ambientais:  
Não existe relatado nenhum perigo com este produto.
  - Perigo Específico: Ver item 10.

### 4 – Medidas de Primeiros Socorros:

- Contato com os olhos: - Lave os olhos em água corrente por, pelo menos 20 minutos. Remova e isole roupas e calçados contaminados. Evitar espalhar o material em áreas da pele não afetadas. Solicite assistência médica de emergência.
- Ingestão: - Remova a vítima para o ar livre e solicite assistência médica de emergência.
- Contato com a pele: - Lavar a pele em água corrente por pelo menos 20 minutos. Remova e isole roupas e calçados contaminados. Evitar espalhar o material em áreas da pele não afetadas. Solicite assistência médica de emergência.
- Inalação: - Remova a vítima para o ar livre e solicite assistência médica de emergência.



**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA  
DE PRODUTOS QUÍMICOS**

Nº FISPQ: 168

Revisão: 24/08/2022

**SOLUÇÃO ÁCIDA - ENV/BT**  
**Cód. 740**

Página: 2 de 3

### 5- Medidas de Combate a Incêndio:

Meios de Extinção apropriados: Produto não inflamável.

Decomposição Térmica: Produto não inflamável.

### 6- Medidas de Controle para Derramamento ou Vazamento:

Remoção de fontes de ignição: Isole a área de derramamento/vazamento, contenha, absorva e remova com material absorvente neutro, coloque em um material e desprezar. Evitar contato com olhos, pele ou roupas.

Controle de poeira e precauções ao meio ambiente: Não se aplica.

Medida de disposição: Colocar o resíduo em recipiente fechado e dispor de acordo com os regulamentos locais ou nacionais.

### 7- Manuseio e Armazenamento:

Manuseio: Substância por si só não causa queimadura. Manusear com cuidado, evitando contato com olhos, pele e boca. Lavar as mãos após o manuseio.

Armazenamento: Armazenar o reagente entre 15-25°C. Evite calor excessivo.

### 8- Controle de Exposição e Proteção Individual:

Medidas Preventivas:

- Proteção respiratória: utilizar máscara, nenhum vapor significativo está presente.
- Proteção das mãos: utilizar luvas e lavar as mãos após o manuseio.
- Proteção dos olhos: utilizar óculos de segurança/proteção ou máscara de proteção facial.
- Proteção da pele: Pode ser irritante para pele e membranas mucosas, utilize jaleco.

### 9- Propriedades Físico-Químicas:

Estado físico:	Líquido
Cor:	Claro e incolor
Odor:	Inodoro
Ph:	1,0 - 1,4
Condutividade:	28 - 38 mS/cm
Ponto de fulgor:	Nenhum dado disponível
Ponto de ebulição:	Nenhum dado disponível
Ponto de fusão:	Nenhum dado disponível
Temp. de auto-ignição:	Nenhum dado disponível
Limite de Explosão:	Nenhum dado disponível
Pressão de vapor:	Nenhum dado disponível
Densidade:	Nenhum dado disponível
Solubilidade:	Nenhum dado disponível
Viscosidade:	Nenhum dado disponível

Observação: Onde aparecer "Nenhum dado disponível para uma propriedade, esta propriedade não foi determinada, mas deveria se aproximar de água que é o componente principal da preparação".



**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA  
DE PRODUTOS QUÍMICOS**

**SOLUÇÃO ÁCIDA - ENV/BT  
Cód. 740**

Nº FISPQ: 168

Revisão: 24/08/2022

Página: 3 de 3

### 10- Estabilidade e Reatividade:

Condições a se evitar:	Exposição ao calor excessivo pode prejudicar o produto.
Estabilidade:	O produto é estável quando armazenado nas condições especificadas.
Reações perigosas:	Não conhecidas quando usar o produto apropriadamente.
Produto de decomposição perigoso:	Não relevante

### 11- Informações Toxicológicas:

Toxicidade Aguda:	Dados toxicológicos específicos para este reagente não estão disponíveis.
-------------------	---

### 12- Informações Ecológicas:

Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto:	Dados ecológicos para este reagente não estão disponíveis. Nenhum problema ecológico é esperado se o reagente for manuseado e utilizado com o devido cuidado e atenção, seguindo as Boas Práticas do Laboratório. Para o correto descarte observar item 13.
--	---

### 13- Considerações sobre Tratamento e Disposição:

Embalagem:	O produto é embalado em frasco de PEAD (polietileno de alta densidade).
Descarte do Produto e Embalagem:	Os restos do produto e sua embalagem devem ser descartados segundo a RDC nº 322 de 28 de março de 2018 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ou as normas de caráter supletivo ou complementar estabelecidas pelas Secretarias Estaduais ou Municipais de Saúde. Descartar o produto com água em abundância.

### 14- Informações sobre Transporte:

Informação geral:	Nenhuma
Por terra (ADR):	Não se aplica
Por ar (IATA):	Não se aplica
Por mar (IMDG):	Não se aplica

### 15- Regulamentações:

Produto fabricado de acordo com a Portaria nº 686, de 27 de agosto de 1998 e com informações de rotulagem de acordo com a Portaria SVS nº 8 de 23 de janeiro de 1996. Gerenciamento de resíduos de saúde segundo a RDC nº 322 de 28 de março de 2018 da ANVISA. Modelo orientativo da FISPQ segundo a norma NBR 14725 da ABNT.

### 16- Outras Informações:

As informações contidas nesta Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico devem ser utilizadas somente como orientação e segurança ao manipulador deste reagente. Todos os materiais podem apresentar algum risco desconhecido e devem ser utilizados com cuidado seguindo as Boas Práticas do Laboratório, o usuário que recebe esta informação deve aceitar a responsabilidade sozinho e tomar precauções para o uso deste produto à sua situação particular.



**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA  
DE PRODUTOS QUÍMICOS**

**SOLUÇÃO BÁSICA- ENV/BT  
Cód. 741**

Nº FISPQ: 169

Revisão: 24/08/2022

Página: 1 de 3

### 1- Identificação do Produto e da Empresa:

- Nome do Produto: SOLUÇÃO BÁSICA - ENV/BT
- Código: 741
- Fornecedor: Ebram Produtos Laboratoriais Ltda.  
Rua Julio de Castilhos, 500  
Belenzinho – São Paulo –SP - Brasil  
CEP: 03059-001  
Tel: 55 11 – 2574-7110  
SAC: 0800 500 2424  
E-mail: sac@ebram.com

### 2- Composição e Informação sobre os Componentes:

- Composição: - Alcalinizante <10%
- Uso do Produto: Este reagente deve ser usado somente para diagnóstico "*in vitro*".
- Componentes ou impurezas que contribuem para o perigo: Este produto não contém substâncias perigosas em quantidades reportadas.

### 3- Identificação de Perigo:

- Perigo mais importante: Este reagente é estável e não tóxico quando utilizado seguindo as Boas Práticas de Laboratório
- Efeitos do Produto
  - A saúde humana:  
Contato com os olhos - pode causar irritação e pode ser nocivo.  
Ingestão - pode causar irritação e pode ser nocivo.  
Inalação - pode causar irritação e pode ser nocivo.  
Contato com a pele - pode causar irritação e pode ser nocivo.  
Obs: os efeitos do contato a da inalação podem não ser imediatos.
  - Ambientais:  
Não existe relatado nenhum perigo com este produto.
  - Perigo Específico: Ver item 10.

### 4 – Medidas de Primeiros Socorros:

- Contato com os olhos
  - Lave os olhos em água corrente por, pelo menos 20 minutos. Remova e isole roupas e calçados contaminados. Evitar espalhar o material em áreas da pele não afetadas. Solicite assistência médica de emergência.
- Ingestão
  - Remova a vítima para o ar livre e solicite assistência médica de emergência.
- Contato com a pele
  - Lavar a pele em água corrente por pelo menos 20 minutos. Remova e isole roupas e calçados contaminados. Evitar espalhar o material em áreas da pele não afetadas. Solicite assistência médica de emergência.
- Inalação
  - Remova a vítima para o ar livre e solicite assistência médica de emergência.



**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA  
DE PRODUTOS QUÍMICOS**

**SOLUÇÃO BÁSICA- ENV/BT  
Cód. 741**

Nº FISPQ: 169

Revisão: 24/08/2022

Página: 2 de 3

### 5- Medidas de Combate a Incêndio:

Meios de Extinção apropriados: Produto não inflamável.

Decomposição Térmica: Produto não inflamável.

### 6- Medidas de Controle para Derramamento ou Vazamento:

Remoção de fontes de ignição: Isole a área de derramamento/vazamento, contenha, absorva e remova com material absorvente neutro, coloque em um material e desprezar. Evitar contato com olhos, pele ou roupas.

Controle de poeira e precauções ao meio ambiente: Não se aplica.

Medida de disposição: Colocar o resíduo em recipiente fechado e dispor de acordo com os regulamentos locais ou nacionais.

### 7- Manuseio e Armazenamento:

Manuseio: Substância por si só não causa queimadura. Manusear com cuidado, evitando contato com olhos, pele e boca. Lavar as mãos após o manuseio.

Armazenamento: Armazenar o reagente entre 2-25°C. Evite calor excessivo.

### 8- Controle de Exposição e Proteção Individual:

Medidas Preventivas: Proteção respiratória: utilizar máscara, nenhum vapor significativo está presente.  
Proteção das mãos: utilizar luvas e lavar as mãos após o manuseio.  
Proteção dos olhos: utilizar óculos de segurança/proteção ou máscara de proteção facial.  
Proteção da pele: Pode ser irritante para pele e membranas mucosas, utilize jaleco.

### 9- Propriedades Físico-Químicas:

Estado físico: Líquido  
Cor: Claro amarelado  
Odor: Característico  
Ph: 12,0 - 13,0  
Ponto de fulgor: Nenhum dado disponível  
Ponto de ebulição: Nenhum dado disponível  
Ponto de fusão: Nenhum dado disponível  
Temp. de auto-ignição: Nenhum dado disponível  
Limite de Explosão: Nenhum dado disponível  
Pressão de vapor: Nenhum dado disponível  
Densidade: Nenhum dado disponível  
Solubilidade: Nenhum dado disponível  
Viscosidade: Nenhum dado disponível

Observação: Onde aparecer "Nenhum dado disponível para uma propriedade, esta propriedade não foi determinada, mas deveria se aproximar de água que é o componente principal da preparação".



**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA  
DE PRODUTOS QUÍMICOS**

Nº FISPQ: 169

Revisão: 24/08/2022

**SOLUÇÃO BÁSICA- ENV/BT  
Cód. 741**

Página: 3 de 3

**10- Estabilidade e Reatividade:**

Condições a se evitar:	Exposição ao calor excessivo pode prejudicar o produto.
Estabilidade:	O produto é estável quando armazenado nas condições especificadas.
Reações perigosas:	Não conhecidas quando usar o produto apropriadamente.
Produto de decomposição perigoso:	Não relevante

**11- Informações Toxicológicas:**

Toxicidade Aguda:	Dados toxicológicos específicos para este reagente não estão disponíveis.
-------------------	---

**12- Informações Ecológicas:**

Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto:	Dados ecológicos para este reagente não estão disponíveis. Nenhum problema ecológico é esperado se o reagente for manuseado e utilizado com o devido cuidado e atenção, seguindo as Boas Práticas do Laboratório. Para o correto descarte observar item 13.
--	---

**13- Considerações sobre Tratamento e Disposição:**

Embalagem:	O produto é embalado em frasco de PEAD (polietileno de alta densidade).
Descarte do Produto e Embalagem:	Os restos do produto e sua embalagem devem ser descartados segundo a RDC nº 322 de 28 de março de 2018 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ou as normas de caráter supletivo ou complementar estabelecidas pelas Secretarias Estaduais ou Municipais de Saúde. Descartar o produto com água em abundância.

**14- Informações sobre Transporte:**

Informação geral:	Nenhuma
Por terra (ADR):	Não se aplica
Por ar (IATA):	Não se aplica
Por mar (IMDG):	Não se aplica

**15- Regulamentações:**

Produto fabricado de acordo com a Portaria nº 686, de 27 de agosto de 1998 e com informações de rotulagem de acordo com a Portaria SVS nº 8 de 23 de janeiro de 1996. Gerenciamento de resíduos de saúde segundo a RDC nº 322 de 28 de março de 2018 da ANVISA. Modelo orientativo da FISPQ segundo a norma NBR 14725 da ABNT.

**16- Outras Informações:**

As informações contidas nesta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químico devem ser utilizadas somente como orientação e segurança ao manipulador deste reagente. Todos os materiais podem apresentar algum risco desconhecido e devem ser utilizados com cuidado seguindo as Boas Práticas do Laboratório, o usuário que recebe esta informação deve aceitar a responsabilidade sozinho e tomar precauções para o uso deste produto à sua situação particular.

	<b>FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS</b>  <b>TW - ENV/BT</b> <b>Cód. 742</b>	<b>Nº FISPQ: 170</b>  <b>Revisão: 24/08/2022</b>  <b>Página: 1 de 3</b>
--	--	---

### 1- Identificação do Produto e da Empresa:

<ul style="list-style-type: none"> <li>Nome do Produto:</li> </ul>	TW - ENV/BT
<ul style="list-style-type: none"> <li>Código:</li> </ul>	742
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fornecedor:</li> </ul>	Ebram Produtos Laboratoriais Ltda. Rua Julio de Castilhos, 500 Belenzinho – São Paulo –SP - Brasil CEP: 03059-001 Tel: 55 11 – 2574-7110 SAC: 0800 500 2424 E-mail: sac@ebram.com

### 2- Composição e Informação sobre os Componentes:

<ul style="list-style-type: none"> <li>Composição:</li> </ul>	- Detergente Concentrado
<ul style="list-style-type: none"> <li>Uso do Produto:</li> </ul>	Este reagente deve ser usado somente para diagnóstico " <i>in vitro</i> ".
<ul style="list-style-type: none"> <li>Componentes ou impurezas que contribuam para o perigo</li> </ul>	Este produto não contém substâncias perigosas em quantidades reportadas.

### 3- Identificação de Perigo:

<ul style="list-style-type: none"> <li>Perigo mais importante</li> </ul>	Este reagente é estável e não tóxico quando utilizado seguindo as Boas Práticas de Laboratório
<ul style="list-style-type: none"> <li>Efeitos do Produto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A saúde humana:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Contato com os olhos - pode causar irritação e pode ser nocivo.</li> <li>Ingestão - pode causar irritação e pode ser nocivo.</li> <li>Inalação - pode causar irritação e pode ser nocivo.</li> <li>Contato com a pele - pode causar irritação e pode ser nocivo.</li> </ul> </li> <li>Obs: os efeitos do contato a da inalação podem não ser imediatos.</li> <li>Ambientais:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Não existe relatado nenhum perigo com este produto.</li> <li>Perigo Específico: Ver item 10.</li> </ul> </li> </ul>

### 4 – Medidas de Primeiros Socorros:

<ul style="list-style-type: none"> <li>Contato com os olhos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lave os olhos em água corrente por, pelo menos 20 minutos. Remova e isole roupas e calçados contaminados. Evitar espalhar o material em áreas da pele não afetadas. Solicite assistência médica de emergência.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ingestão</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Remova a vítima para o ar livre e solicite assistência médica de emergência.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Contato com a pele</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lavar a pele em água corrente por pelo menos 20 minutos. Remova e isole roupas e calçados contaminados. Evitar espalhar o material em áreas da pele não afetadas. Solicite assistência médica de emergência.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Inalação</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Remova a vítima para o ar livre e solicite assistência médica de emergência.</li> </ul>

	<b>FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS</b>  <b>TW - ENV/BT</b> <b>Cód. 742</b>	<b>Nº FISPQ: 170</b>  <b>Revisão: 24/08/2022</b>  <b>Página: 2 de 3</b>
--	--	---

### 5- Medidas de Combate a Incêndio:

Meios de Extinção apropriados: Produto não inflamável.

Decomposição Térmica: Produto não inflamável.

### 6- Medidas de Controle para Derramamento ou Vazamento:

Remoção de fontes de ignição: Isole a área de derramamento/vazamento, contenha, absorva e remova com material absorvente neutro, coloque em um material e desprezar. Evitar contato com olhos, pele ou roupas.

Controle de poeira e precauções ao meio ambiente: Não se aplica.

Medida de disposição: Colocar o resíduo em recipiente fechado e dispor de acordo com os regulamentos locais ou nacionais.

### 7- Manuseio e Armazenamento:

Manuseio: Substância por si só não causa queimadura. Manusear com cuidado, evitando contato com olhos, pele e boca. Lavar as mãos após o manuseio.

Armazenamento: Armazenar o reagente entre 2-25°C. Evite calor excessivo.

### 8- Controle de Exposição e Proteção Individual:

Medidas Preventivas:

- Proteção respiratória: utilizar máscara, nenhum vapor significativo está presente.
- Proteção das mãos: utilizar luvas e lavar as mãos após o manuseio.
- Proteção dos olhos: utilizar óculos de segurança/proteção ou máscara de proteção facial.
- Proteção da pele: Pode ser irritante para pele e membranas mucosas, utilize jaleco.

### 9- Propriedades Físico-Químicas:

Estado físico:	Líquido
Cor:	Claro amarelado
Odor:	Inodoro
Ph:	4,0 - 7,0 (Quando diluído a 5% em água deionizada)
Ponto de fulgor:	Nenhum dado disponível
Ponto de ebulição:	Nenhum dado disponível
Ponto de fusão:	Nenhum dado disponível
Temp. de auto-ignição:	Nenhum dado disponível
Limite de Explosão:	Nenhum dado disponível
Pressão de vapor:	Nenhum dado disponível
Densidade:	Nenhum dado disponível
Solubilidade:	Nenhum dado disponível
Viscosidade:	Nenhum dado disponível

Observação: Onde aparecer "Nenhum dado disponível para uma propriedade, esta propriedade não foi determinada, mas deveria se aproximar de água que é o componente principal da preparação".



**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA  
DE PRODUTOS QUÍMICOS**

Nº FISPQ: 170

Revisão: 24/08/2022

Página: 3 de 3

**TW - ENV/BT  
Cód. 742**

### 10- Estabilidade e Reatividade:

Condições a se evitar:	Exposição ao calor excessivo pode prejudicar o produto.
Estabilidade:	O produto é estável quando armazenado nas condições especificadas.
Reações perigosas:	Não conhecidas quando usar o produto apropriadamente.
Produto de decomposição perigoso:	Não relevante

### 11- Informações Toxicológicas:

Toxicidade Aguda:	Dados toxicológicos específicos para este reagente não estão disponíveis.
-------------------	---

### 12- Informações Ecológicas:

Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto:	Dados ecológicos para este reagente não estão disponíveis. Nenhum problema ecológico é esperado se o reagente for manuseado e utilizado com o devido cuidado e atenção, seguindo as Boas Práticas do Laboratório. Para o correto descarte observar item 13.
--	---

### 13- Considerações sobre Tratamento e Disposição:

Embalagem:	O produto é embalado em frasco de PEAD (polietileno de alta densidade).
Descarte do Produto e Embalagem:	Os restos do produto e sua embalagem devem ser descartados segundo a RDC nº 322 de 28 de março de 2018 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ou as normas de caráter supletivo ou complementar estabelecidas pelas Secretarias Estaduais ou Municipais de Saúde. Descartar o produto com água em abundância.

### 14- Informações sobre Transporte:

Informação geral:	Nenhuma
Por terra (ADR):	Não se aplica
Por ar (IATA):	Não se aplica
Por mar (IMDG):	Não se aplica

### 15- Regulamentações:

Produto fabricado de acordo com a Portaria nº 686, de 27 de agosto de 1998 e com informações de rotulagem de acordo com a Portaria SVS nº 8 de 23 de janeiro de 1996. Gerenciamento de resíduos de saúde segundo a RDC nº 322 de 28 de março de da ANVISA. Modelo orientativo da FISPQ segundo a norma NBR 14725 da ABNT.

### 16- Outras Informações:

As informações contidas nesta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químico devem ser utilizadas somente como orientação e segurança ao manipulador deste reagente. Todos os materiais podem apresentar algum risco desconhecido e devem ser utilizados com cuidado seguindo as Boas Práticas do Laboratório, o usuário que recebe esta informação deve aceitar a responsabilidade sozinho e tomar precauções para o uso deste produto à sua situação particular.