



Bioquímica

UMA LINHA COMPLETA PARA SEU LABORATÓRIO

 ebram

Padrão de qualidade internacional

A Bioquímica Ebram é dividida em duas linhas: Geral e Bulk, o que permite atender as necessidades de laboratórios de pequeno, médio e grande porte com o mesmo padrão de qualidade e melhor custo-benefício.

Características gerais

- Reagentes líquidos e prontos para uso;
- Avançada tecnologia de estabilização em reagentes na forma líquida;
- Produtos produzidos especificamente para analisadores bioquímicos automatizados e em conformidade com a CLSI;
- Alta concentração enzimática, reduzindo o volume de reagente por teste e proporcionando maior economia;
- Calibração estável, efetuada com padrões, calibradores e soros controle multiparâmetros;
- Substratos elaborados com a mais alta pureza e concentração, adequada para o uso em equipamentos automatizados que utilizam pequenas quantidades de reagentes;
- Íons preparados de forma a sofrer menos efeitos a interferentes e contaminantes externos.



Linha Geral

- Frascos com volumes pequenos (10mL a 15mL) para maioria dos kits
- Kits com padrão/calibrador incluso (exceto enzimas)
- Ideal para equipamentos manuais e automáticos
- Perfeito para rotinas reduzidas
- Kits com 200mL para produtos com maior consumo



Linha Bulk

- Embalagem econômica
- Menor custo e mesma qualidade
- Frascos de 500mL (monoreagente) e 250mL (bireagente)
- Praticidade, fácil manipulação e economia de espaço

Lista de produtos

Produto	Metodologia	Calibrador e controle incluso nos kits		Calibrador e Controle separado dos kits	
		Padrão / Calibrador	Soro Controle	Calibradores	Soro Controles
QUIMIURIC - Ácido Úrico	Uricase/Peroxidase	Linha Geral	-----	Quimicalib	Quimicontrol Normal e Anormal
QUIMIALB - Albumina	Verde Bromocresol	Linha Geral	-----	Quimicalib	Quimicontrol Normal e Anormal
QUIMIBIL - D - Bilirrubina Direta	Diazo	Linha Geral	-----	Quimicalib	Quimicontrol Normal e Anormal
QUIMIBIL - T - Bilirrubina Total	Diazo	Linha Geral	-----	Quimicalib	Quimicontrol Normal e Anormal
QUIMICREA - Creatinina	Jaffé Modificado	Linha Geral	-----	Quimicalib	Quimicontrol Normal e Anormal
QUIMIGLIX OX - Glicose Oxidase	Oxidase	Linha Geral	-----	Quimicalib	Quimicontrol Normal e Anormal
QUIMIPROT - Proteína Total	Biureto	Linha Geral	-----	Quimicalib	Quimicontrol Normal e Anormal
QUIMIURE - Uréia	Urease/GluDH - UV	Linha Geral	-----	Quimicalib	Quimicontrol Normal e Anormal
QUIMICAL - Cálcio	Arsenazo III	Linha Geral	-----	Quimicalib	Quimicontrol Normal e Anormal
QUIMIFER - Ferro	Ferrozina	Linha Geral	-----	Quimicalib	Quimicontrol Normal e Anormal
QUIMIFOS - Fósforo	Molibdato - UV	Linha Geral	-----	Quimicalib	Quimicontrol Normal e Anormal
QUIMIMAG - Magnésio	Arsenazo	Linha Geral	-----	Quimicalib	Quimicontrol Normal e Anormal
QUIMICOL - Colesterol	Esterase/Peroxidase	Linha Geral	-----	Quimicalib	Quimicontrol Normal e Anormal
QUIMICOL - H - HDL Colesterol	Direto/Ultra-Sensível	Geral / Bulk	-----	-----	Quimicontrol Normal e Anormal
QUIMITRI - Triglicérides	GPO/Peroxidase	Linha Geral	-----	Quimicalib	Quimicontrol Normal e Anormal
QUIMIAMIL - Amilase	Substrato Direto	-----	-----	Quimicalib	Quimicontrol Normal e Anormal
QUIMIALT - ALT/TGP	UV	-----	-----	Quimicalib	Quimicontrol Normal e Anormal
QUIMIAST - AST/TGO	UV	-----	-----	Quimicalib	Quimicontrol Normal e Anormal
QUIMINAC - CKNAC	UV	-----	-----	Quimicalib	Quimicontrol Normal e Anormal
QUIMIMB - CKMB	Imunoibição	Utiliza Fator	Geral / Bulk	Utiliza Fator	-----
QUIMIDHL - Lactato Desidrogenase	Piruvato	-----	-----	Quimicalib	Quimicontrol Normal e Anormal
QUIMIFAL - Fosfatase Alcalina	p - Nitrofenilfosfato (IFCC)	-----	-----	Quimicalib	Quimicontrol Normal e Anormal
QUIMICLORO - Cloretos	Tiocianato de Mercúrio	Geral / Bulk	-----	-----	Quimicontrol Normal e Anormal
QUIMIGAMA - Gama-GT	IFCC Cinético	-----	-----	Quimicalib	Quimicontrol Normal e Anormal
QUIMIADA - Adenosina Deaminase	Desaminação Enzimática	-----	-----	Calibrador ADA	Soro Controle ADA (Nível I e II)
QUMIPROT - U - Proteinúria	Vermelho de Pirogalol	Linha Geral	-----	-----	-----
QUMILIP - Lipase	Colorimétrico	-----	-----	Quimicalib	Quimicontrol Normal e Anormal
QUIMILAC - Lactato	Colorimétrico enzimático	-----	-----	Quimicalib	Quimicontrol Normal e Anormal

 /ebrambr

 /ebrambr

 /ebrambr

 sac@ebram.com

 +55 11 2291 2811

 0800 500 2424

 +55 11 2574 7110 (SAC)

 Rua Júlio de Castilhos, 562 - São Paulo - SP

 www.ebram.com.br

