



UTILIZAÇÃO DOS CARTÕES NOS ANALISADORES HEMATOLÓGICOS

A utilização dos analisadores de hematologia EB5500 requer a leitura obrigatória dos cartões específicos fornecidos juntamente com os produtos destinados a esse equipamento.

- Código: 21920 - Ebraton - EBR55
- Código: 23950 - Ebralyse - 1 - EBR55
- Código: 23960 - Ebralyse - 2 - EBR55

Dessa maneira, ressaltamos a importância da conferência e utilização dos cartões de forma correta.



Distribuidor,



- **Checar no RECEBIMENTO se todas as embalagens estão com os cartões**

É fundamental assegurar que os reagentes estejam devidamente acompanhados dos cartões específicos.

Caso receba o produto sem cartão, comunicar imediatamente o SAC para receber a reposição.

- **Checar no ENVIO se todas as embalagens estão com os cartões**

Ao enviar esses produtos aos clientes, solicitamos a gentileza de realizar a conferência para garantir que cada frasco ou caixa contenha o cartão correspondente.

