



Gravidez

BETA hCG



Rápido e preciso

É um teste de imunoenensaio cromatográfico qualitativo tipo “sandwich”, para determinação da gonadotrofina coriônica humana (hCG) no soro e na urina. O método emprega uma combinação de anticorpos monoclonais e policlonais, para seletivamente identificar hCG nas amostras, com alto grau de sensibilidade. Em menos de 5 minutos os níveis de hCG tão baixos quanto 25mUI/mL podem ser detectados e os resultados positivos de hCG podem ser vistos facilmente em uma banda colorida.

Tiras de gravidez - soro/urina

hCG Quickstrip

- Soro/Urina
- 50 tiras com embalagem individual
- Espessura de 2,5mm
- Sensibilidade 25 mUI/mL

hCG Quickstrip Econômico

- Soro/Urina
- 50 tiras em tubo com sílica
- Espessura de 2,5mm
- Sensibilidade 25 mUI/mL

📷 /ebrambr

📘 /ebrambr

in /ebrambr

✉ sac@ebram.com

☎ +55 11 2291 2811

📞 0800 500 2424

📞 +55 11 2574 7110 (SAC)

📍 Rua Júlio de Castilhos, 562 - São Paulo - SP

🌐 www.ebram.com.br

